



高精度牛奶分析仪

Julie Z9 母乳成分分析仪/德国 Gerber 牛奶分析仪/德国盖博 Julie Z9 母乳成分分析仪

适合大型乳产品企业实验室、认证实验室、国准实验室及科研机构

Julie z9 适用于检测各种动物奶、豆制品乳液、及人类母乳的分析

牛奶分析仪特点:

- 高精确度：精确稳定检测，Z9 的每项成分检测都配有单独的传感器，与传统意义超声波分析仪不同，所有成分直接检测，没有计算数值，误差小，检测精确可靠。
- 全自动清洗：无需人为操作，自动清洗所有软管系统，同时进行检测校准。
- 长寿命：厂家承诺五年质保期，所有内置泵无需维修更换。
- 检测时间短：Z9 显著特点为可直接检测冷样品，无需预热，且不影响检测精度。
- 随时打印：可随时打印检测时间，样品名字及检测量。
- 随时清洗：自动清洗检测样品
- 自动提醒：专门的传感器自动声光报警是否缺少

牛奶分析仪配置介绍:

- 3mm 铝合金机身
- 伊诺克斯不锈钢控制面板
- 100%伊诺克斯不锈钢操作按钮
- 100%伊诺克斯不锈钢连接部件
- 伊诺克斯不锈钢移液管
- 伊诺克斯不锈钢灯光显示
- 伊诺克斯不锈钢喷嘴
- 宽大 LCD 显示屏-4 行，20 个字符
- 全自动操作。独特的传感器控制清洗和设置校准。
- 电脑连接套装 Julie Z9 全自动牛奶分析仪所有零部件由世界知名生产商研发生产



牛奶分析仪技术参数

参数类型	测量范围	精度	检测方式
脂肪	0% - 50%	±0.01%	罗紫一哥特里法
蛋白质	0% - 15%	±0.01%	凯氏法
乳糖	0% - 20%	±0.01%	旋光法
非脂乳固体	0% - 50%	±0.01%	干燥法
灰份	0% - 10%	±0.01%	重量分析
密度	1000-1200 kg/m ³	±0.1 kg/m ³	比重仪
加水率	0% - 100%	±1%	冰点测定
冰点	-0,400 t o -0,700° C	0,005 ° C	
样品温度	5 - 30° C		
PH	0-14pH	±0.01%	

南京欧熙科贸有限公司

地址：南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 618 室，邮编：210018 Website: www.njoxy.cn

电话：025-86465277 52613764 传真：025-52613794 E-mail: 13913028277@163.com



中国地区总代理

高精度牛奶分析仪：单个或同一样品的测量偏差：所有参数在 $\pm 0.01\%$

Julie Z9 进口高精度母乳成分分析，母乳成分分析，羊乳成分分析，乳成份分析，牛奶分析，全自动牛奶分析仪，Julie C2, Julie C3, Julie C5, Julie C6, Julie C8, Julie Z9, 乳品分析仪

南京欧熙科贸有限公司

欢迎各界人士前来咨询

联系人：张经理13913028277

电话：025-52613764, 52613794

邮箱：13913028277@163.com

各类牛奶分析仪



仪器信息网
www.instrument.com.cn

南京欧熙科贸有限公司

地址：南京市玄武区四牌楼61号同创大厦618室，邮编：210018 Website: www.njoxy.cn

电话：025-86465277 52613764 传真：025-52613794 E-mail: 13913028277@163.com