

## ST-1562 全自动馏程沸程测定仪（单管）



### 产品简介

ST-1562 全自动馏程沸程测定仪是按照 GB/T6536、ASTM D86、ASTM D850、GB/T7534 规定的要求设计制造的，配备合适的蒸馏烧瓶，可用于汽油、航空汽油、喷汽燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、煤油、柴油、馏分燃料和相似的石油产品的馏程的测定。也可用于工业用挥发性有机液体、原料用有机溶剂、如烃、酯、醇、酮、醚及类似的有机化合物沸程的测定。可广泛应用于电力、石油、化工、商检、高校及科研等部门。

### 生产厂家

北京旭鑫仪器设备有限公司

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：[www.bj-xuxin.com](http://www.bj-xuxin.com)



欢迎关注微信公众号

## 功能特点

- 一键完成馏程蒸馏测定，简化实验操作
- 根据实验要求来选择馏程（GB/T6536）和沸程（GB/T7534）的标准检测
- 具备初馏点、终馏点和干点自动检测功能
- 检测点另设 3 个温度记录体积点和 3 个体积记录温度点（自由设置）
- 16 组预置参数，可供选择
- 采用进口 PT100 传感器和进口 PT1000 玻璃探头，测量精度高
- 进口红外线量筒读数系统分辨率高，回收率读数精确度高
- 进口大气压检测模块自动完成气压修正，实验时不受大气压变化影响
- 进口压缩机，制冷速度快的、稳定
- 样品检测时，显示温度、体积曲线
- 一键自动灭火装置，保证实验安全
- 内置微型热敏打印机自动打印检测结果、自动存储历史数据 100 条，方便查阅
- 10 寸超大触摸式液晶屏全中文/全英文界面显示（可选）
- 有偿提供计量科学院检测报告

## 技术参数

适用标准	GB/T6536、ASTM D86、ASTM D850、GB/T7534
温度范围	0°C~400°C
检测范围	室温~400°C

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：[www.bj-xuxin.com](http://www.bj-xuxin.com)



欢迎关注微信公众号

精 度	±0.1℃
分 辨 率	0.01℃
测温原件	进口 PT100 温度传感器（内置温度校准）
温度校正	自动校正，可编程校正
加 热	碳化硅加热系统，加热最大功率 1200W
馏出速率	4~5ml/min(自动控制调节)
灭火功能	全自动灭火
测 量 点	初馏点、5%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、95%、干点、终馏点等
体积检测范围	0~100ml
分 辨 率	0.01ml
制冷方式	进口品牌压缩机
液位检测	红外光电检测
冷浴恒温范围	0℃~60℃
环境温度	5℃~45℃
相对湿度	10%~80%Rh
电源电压	220V±10% 50Hz
功 率	≤1500W
重 量	51kg

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：[www.bj-xuxin.com](http://www.bj-xuxin.com)



欢迎关注微信公众号



## 软 件 著 作

中华人民共和国国家版权局  
计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第5839235号

软件名称：旭鑫ST-1562馏程测定仪软件  
[简称：馏程仪软件]  
V1.0

著作权人：北京旭鑫仪器设备有限公司

开发完成日期：2015年12月06日

首次发表日期：2016年01月06日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2020SR0960539

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 06263109



2020年08月20日

销售热线：010-53519848 13552163429

生产厂家：北京旭鑫仪器设备有限公司

公司地址：北京市昌平区沙河科技园南300米

企业网址：www.bj-xuxin.com



欢迎关注微信公众号