



品牌：德国 Avisoft; 型号：UltraSoundGate 116H;

名称：动物超声声学监测仪 116H

### UltraSoundGate 116H 超声波声学监测系统

带有平衡模拟输入、触发按钮、声学监测输出、坚固的铝制外壳、USB 2.0 接口和录音软件 Avisoft-RECORDER USGH 的超声波录音接口。



### UltraSoundGate 116H 超声波声学监测系统技术参数：

- 1,通道数：1 通道;
- 2,ADC 类型：具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构;
- 3,解析度：16 位或 8 位;
- 4,采样率 [kHz]：1000, 750, 666.6, 500, 400, 375, 333.3, 300, 250, 214, 200, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50;
- 5,频率响应 (-3dB, 外部输入不带麦克风)：20 赫兹 - 460 赫兹;
- 6,声学监听输出：是 (可调节 2 到 30 倍欠采样)，可调节音量;
- 7,过载指示灯 (红色 LED)：有的;
- 8,输入灵敏度 (大微调)：-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms;
- 9,输入灵敏度 (最小微调)：-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms;
- 10,输入灵敏度 (大微调) 离散增益控制选项：-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms;
- 11,输入灵敏度 (最小微调) 离散增益控制选项：1.6 dBV = 3.8 dBu = 1.2 Vrms;
- 12,增益调节电位器：40 dB 连续范围 (标准) 或 30 dB 范围, 3 dB 增量 (可选) ;
- 13,输入阻抗：50 欧姆;
- 14,模拟输入连接器：母 XLR-5 插座;
- 15,其他输入：外部触发输入/输出 (TTL 兼容)，1 个数字输入 (TTL 兼容)，SYNC 输入/输出;
- 16,电脑接口：USB 2.0, 同步高速模式;

南京欧熙科贸有限公司


地址：南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 618 室，邮编：210018

电话：025-86465277, 52613764 传真：025-52613794 张海霞 13913028277

Website: www.njoxy.cn E-mail: 13913028277@163.com



- 17,物理 USB 连接: 标准 B 型 USB 插座;
- 18,电源电流 (从 USB 汲取) 250 毫安;
- 19,机身: 紧凑的铝制外壳;
- 20,物理尺寸 (宽/高/深): 单位为:80×42×130mm;
- 21,重量:320 克;
- 22,包含的软件:Avisoft-RECORDER USGH;
- 23,系统要求:PC 至少具有 1 GHz 的 Intel Atom, 运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11;



## 南京欧熙科贸是德国 Avisoft 公司在中国的总代理，欢迎来咨询。

南京欧熙科贸有限公司为您提供动物超声声学监测仪 UltraSoundGate 116H 的参数、价格、型号、原理等信息，动物超声声学监测仪 UltraSoundGate 116H 产地为德国、品牌为 Avisoft，型号为 UltraSoundGate 116H，更多相关信息可来咨询，公司客服电话 7\*24 小时为您服务

南京欧熙科贸有限公司

地址: 南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 618 室, 邮编: 210018

电话: 025-86465277, 52613764 传真: 025-52613794 张海霞 13913028277

Website: www.njox.com E-mail: 13913028277@163.com