



南京江南永新光学有限公司

MV3000

系列正置金相显微镜

常规检测用金相显微镜



反射 透反射两种照明系统可选 配有大功率透反射双光路柯勒照明系统

适用于工矿企业 高等院校及科研等机构作材料内部组织结构分析

实验室级显微镜 涵盖明场 偏光等观察方式



MV3000系列正置金相显微镜规格

名称	规格	MV3000 RF	MV3000 TRF
光学系统	无限远光学系统	●	●
大视野目镜	WF10X/20	●	●
	WF10X/20, 十字分划目镜	●	●
	WF15X/16	○	○
	WF20X/12	○	○
无穷远平场消色差物镜	4X/0.10/∞/- LWD 20.7mm	●	●
	10X/0.25/∞/- LWD 7mm	●	●
	20X/0.4/∞/0 LWD 5mm	●	●
	50X/0.75/∞/0 LWD 1.3mm	●	●
	100X/0.9/∞/0 LWD 0.7mm	○	○
	40X/0.65/∞/0.17 WD 0.6mm		●
	100X/1.25/∞/0.17 WD 0.14mm		●
观察头	铰链式双目观察头, 30°倾斜, 瞳距48-75mm	●	●
	铰链式三目观察头, 30°倾斜, 瞳距48-75mm	○	○
柯勒照明	12V/50W卤素灯,亮度连续可调	●	●
	12V/20W卤素灯,亮度连续可调		●
	起偏镜、检偏镜	●	●
	绿、灰滤色片、色温片、毛玻璃	●	●
调焦系统	粗微动同轴调焦, 微调格值2μm, 粗动松紧调节, 移动范围30mm	●	●
转换器	内向式四孔转换器	●	●
载物台	矩形双层活动平台 230X150mm, 移动范围78mmX54mm		●
	矩形三层活动平台 230X150mm, 移动范围78mmX54mm	●	
附件	压平机	○	○
	摄影附件	○	○
	物镜测微尺 0.01mm	●	●

注：●为标准配置 ○为选购配件

尺寸图

单位: mm



南京江南永新光学有限公司
NANJING JIANGNAN NOVEL OPTICS CO., LTD.

地址: 南京市经济技术开发区恒达路9号
邮编: 210038
电话: 025-85800087、87720110
传真: 025-85800086
免费服务电话: 800-828-9980
网址: <http://www.jnoec.com>
电邮: XSC@jnoec.com

本公司已通过如下认证: ISO9001
ISO14001
ISO13485

