

北京成萌伟业科技有限公司


2021-2022

# 成萌科技

Filtration & Separation Solutions

## 固相萃取装置 SPE Manifold

Focus on  
laboratory sample filtration solutions  
专注样品过滤解决方案



北京成萌伟业科技有限公司  
电话：400-860-5168转1756  
地址：北京昌平区回龙观西大街35号院一号楼一层142  
E-mail: yangrisheng-2001@163.com



# New ! 操作升级, 性能提升 有效预防交叉污染

## 固相萃取装置

Enjoy the Laboratory



## 亮点解读

### 01 石英砂缸体



### 02 真空调节组件



### 03 防交叉传输线 硅胶管



### 04 防交叉传输线 不锈钢管



### 05 流量控制阀




### 06 可调节试管架





## 产品特点


- 无相分离操作易于收集分析物并可处理小体积样品。
- 玻璃真空槽采用优质石英玻璃模具成形，是具有坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物成分。耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，其壁厚均匀，故可承受-80Kpa以上的高负压。
- 萃取柱托盘、收集架由特制高分子材料制成，美观并耐腐蚀，并且长期在高压状态下使用。
- 真空装置顶盖采用进口高分子材料制成，耐强酸强碱液体。
- 压力调节阀采用高分子材质制作，经久耐用，耐腐蚀耐高低温。
- 防止交叉污染，防止雾化真空槽设计，操作简单、快速。



一站式采购—轻松组件固相萃取真空系统


## 产品信息

### SPE-12A



### 规格参数

Specification	
货号	CM8012-12
分路数量	12 位
耐压范围	0-80 Kpa
安全耐压压力	65 Kpa
出气口适配软管内径	ø 8 mm
试管规格	13*100mm/15*100mm



小贴士：传输线的功能使用

PP/硅胶管传输线 P/N:323856-10


PEEK/ 不锈钢管传输线 P/N:323857-11



## SPE-24A

### 规格参数

Item	SPE-24A
货号	CM8014-24
分路数量	24 位
耐压范围	0-80 Kpa
安全耐压压力	65 Kpa
出气口适配软管内径	ø 8 mm
试管规格	13*100mm/15*100mm



小贴士：可调高度试管架  
适用多种规格试管

## SPE-12N


60ml大容量接收瓶

### 规格参数


Item	SPE-12N
货号	CM8015-12N
分路数量	12 位
耐压范围	0-80 Kpa
安全耐压压力	65 Kpa
出气口适配软管内径	ø 8 mm
试管规格	27.5*108mm / 60ml



可选配件：小柱适配器  
用于连接不同规格的小柱  
P/N:321650-01



大容量采样器  
用于大容量上样，萃取，淋洗，  
P/N:324212-01





**WE**  
**Focus on**  
**laboratory sample**  
**filtration solutions**



地址  
北京昌平区回龙观西  
大街35号院1号楼1层  
142



电话  
400-860-5168转1756



网站  
[www.cm17.com.cn](http://www.cm17.com.cn)

邮箱  
[13811275639@163.com](mailto:13811275639@163.com)

北京成萌伟业科技有限公司  
[WWW.CM17.COM.CN](http://WWW.CM17.COM.CN)

