

## 液相色谱常用辅助工具

色谱柱冲洗 & 预平衡

# CWB-001 柱冲洗系统



# CWB-001 柱冲洗系统

## ● 产品介绍

- 》 色谱柱冲洗：色谱柱使用后的冲洗维护，无需再单独占用液相色谱仪器冲洗色谱柱，提升液相色谱使用效率。
- 》 色谱柱预平衡：实验前进行色谱柱的预平衡，节约实验时的平衡时间。
- 》 配置 5 通道在线自动切换阀，可自动实现 5 根色谱柱的冲洗或预平衡。
- 》 4 路清洗溶剂可选、自由切换溶剂、轻松变换梯度，满足不同色谱柱的冲洗或预平衡。
- 》 全彩色智能触摸屏控制，或由 PC 机控制，强大的软件支持，可实现自动切换不同的冲洗方法（切换流速、比例、溶剂等）、自动停机等。

## ● 通微特色产品推荐



蒸发光散射检测器



全自动二元  
四元液相色谱系统



上海通微分析技术有限公司

电话：021-38953588 38953390 38953570  
邮箱：info@unimicrotech.com.cn  
地址：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号  
C01座  
网址：www.unimicrotech.com.cn



美国通微技术股份有限公司

Unimicro Technologies, Inc.  
Tel.: 925-846-8638 Fax: 925-401-9548  
Address: 23046 Avenida de la Carlota, Suite 600,  
Laguna Hills CA 92653  
Website: www.unimicrotech.com