

everfuge®

恒尔生物

Achieve Each Seperation
实现每一次分离

离心机系列

北京恒尔生物仪器有限公司
Beijing Everfuge Biology Instrument Co.,Ltd.

台式高速离心机 PRO2415/2415R

台式高速离心机PRO2415/2415R专注于分子生物学应用，是现在实验室确保最佳分离效果必不可少的设备，它采用超低静音设计，能够满足大多数常用DNA/RNA纯化试剂盒的离心步骤。



产品简介

PRODUCT INTRODUCTION

- 转速：15060rpm
最小调整量：50rpm
- 最大相对离心力：21300xg
最小调整量：10xg
- 最大容量：24 × 1.5/2.0ml
- 可以适配5款不同转子
- 软刹车，防止重悬保护敏感样品
- 门锁开关状态显示及纠错功能，超速显示及停机功能
- 转子识别技术，并进行限速控制
- 机盖电子锁紧，可快速轻松开关
- 快速预冷功能
- 三种定时功能：定时开启、定时关闭和计时

产品特性

FEATURES AND ADVANTAGES

- 紧急开盖功能，适用断电等突发实验情况
- 2个记忆功能快捷程序按键，快速调取常用的8组程序
- 离心结束后，盖子自动开启防止样品过热，方便取放样品
- 转子寿命记录，可记录每款转子使用次数，安全提醒
- 瞬时离心按键，一键式启动，可以快速完成离心
- 可存储50个常用程序，支持快速预览程序参数
- 10档加减速度曲线控制
- 自动转子失衡识别，离心更安全
- 高效压缩机控制，提供自动待机巧能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命
- 单独的rpm(转速)/rcf(相对离心力)转换按键，便于操作
- 铝合金材质转子，具有气密性转子盖，转子气密性经第三方测试并认证，可高温高压灭菌

应用领域

APPLICATION FIELDS

- 临床医学
- 生物化学
- 基因工程
- 免疫学

📄 技术参数
TECHNICAL DATA

	PRO 2415 非冷冻机型	PRO 2415R 冷冻机型
电压	220VAC	220VAC
频率	50/60Hz	50/60Hz
功率	500W	750W
最大电流	2.3A	3.4A
最大容量	24×1.5/2.0ml, 10×5.0ml, 96×0.2ml PCR管	24×1.5/2.0ml, 10×5.0ml, 96×0.2ml PCR管
最大转速	15060rpm	15060rpm
最大离心力	21300xg	21300xg
离心机计时	10秒至99小时59分	10秒至99小时59分
尺寸 (长×宽×高)	365×288×260mm	500×288×260mm
裸机重量	12.6kg	21kg
最大噪音	< 54dB(A)	< 54dB(A)
温控范围	-	-20-40°C
订货号	26.740.0001	26.751.0001

📄 可选转子
ROTORS

角转子

	名称	型号	最大相对离心力	最高转速	最大容量	货号
	24位角转子	SA-24-2	21300 × g	15060 rpm	24×1.5/2.0 ml	06.740.1001
	24位角转子	SA-24-2-PTFE	21300 × g	15060 rpm	24×1.5/2.0 ml	06.740.1002
	10位角转子	SA-10-5	21300 × g	15060 rpm	10×5.0 ml	06.740.1003
	18位角转子	SA-18-Kit	18565 × g	15060 rpm	18×1.5/2.0 ml	06.740.1004
	32位角转子	S-32-PCR	18134 × g	15060 rpm	4×PCR/32×PCR/ 96×0.2ml PCR管	06.740.1005



北京恒尔生物仪器有限公司

公司地址：北京市昌平区北七家镇宏福 10 号院1号楼4033 室

电话：010-82363430

网址：www.everfuge.cn