

# 全国产傅里叶变换红外光谱仪

## FOLI5



精工细作 智巧天成

# 全国产傅里叶变换红外光谱仪FOLI5

小巧的外观尺寸、合理的价格和优越的性能三者结合，使 INSA FOLI5 傅里叶变换红外 (FT-IR) 光谱仪拥有完美的表现，是值得拥有的入门级光谱仪。



## FOLI5 傅里叶变换红外 (FT-IR) 光谱仪的特点：

### 耐用的设计

FOLI5 傅里叶变换红外 (FT-IR) 光谱仪的设计，使其可在苛严的环境下无故障运行。

- 二极管激光器可确保无故障多年运行
- 用户可自行更换部件，减少维修成本
- 宽范围的温度和湿度适应条件
- 永久准直干涉仪提供了出色的机械特性，确保抗震性、抗高温

## 维护简便

- 用户可更换部件：光源、干燥剂、电源、样品仓窗片
- 光谱仪的 IR 源或干燥剂的更换无需打开光学台，无需专业的维修人员



湿度	密封设计以抵抗周围环境湿气
接口	网络接口
分束器	镀锗KBr分束器，专为中红外区优化设计（硒化锌防潮版可选）
激光器	长寿命固态二极管激光器
验证功能	符合中国药典要求
电源	100-240V; 50-60Hz
长度	17 cm
宽度	39.5 cm
高度	22.3 cm
光源	高能量中红外氮化硅光源；用户可自行更换
光谱范围	8000-350 $\text{cm}^{-1}$
检测器类型	可快速响应的热释电检测器

## 适用附件

### ATR采样附件



### 透射采样附件



### 漫反射采样附件



### 镜反射采样附件



### 气体池采样附件



## 应用行业



学术教学



工业 QA/QC



制药



塑料/聚合物

## 售后服务

荧飒光学拥有一个技术专业、精诚协作的售后团队。研发和生产均立足本土，因此，即使出现各种非常规的技术问题，我们也可以为您提供及时、准确的反馈和解决办法。我们向您承诺，报修后两小时内响应，电话或远程无法解决的难题，我们将指派专业售后工程师在2~3个工作日内上门检测并出具解决方案。



芡飒光学官方网站



芡飒光学公众号

**欢迎咨询**

**产品咨询热线：021 - 59130260**

**公司地址：上海市嘉定区沪宜公路1101号南翔智地三期-越界产业园**

**邮箱：info@insaoptics.com**

**网址：www.insaoptics.com**