

北京成萌伟业科技有限公司



2021-2022

成萌科技

Filtration & Separation Solutions

固相萃取装置 SPE Manifold

Focus on
laboratory sample filtration solutions
专注样品过滤解决方案



北京成萌伟业科技有限公司
电话: 400-860-5168转1756
地址: 北京昌平区回龙观西大街35号院一号楼一层142
E-mail: yangrisheng-2001@163.com

New ! 操作升级，性能提升 有效预防交叉污染


固相萃取装置

Enjoy the Laboratory



亮点解读

01 石英砂缸体



02 真空调节组件



03 防交叉传输线 硅胶管



04 防交叉传输线 不锈钢管



05 流量控制阀




06 可调节试管架





产品特点


- 无相分离操作易于收集分析物并可处理小体积样品。
- 玻璃真空槽采用优质石英玻璃模具成形，是具有坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物成分。耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性,其壁厚均匀，故可承受-80Kpa以上的高负压。
- 萃取柱托盘、收集架由特制高分子材料制成，美观并耐腐蚀，并且长期在高压状态下使用。
- 真空装置顶盖采用进口高分子材料制成，耐强酸强碱液体。
- 压力调节阀采用高分子材质制作，经久耐用，耐腐蚀耐高低温。
- 防止交叉污染，防止雾化真空槽设计，操作简单、快速。



一站式采购—轻松组件固相萃取真空系统



产品信息

SPE-12A



规格参数

Specification	
货号	CM8012-12
分路数量	12 位
耐压范围	0-80 Kpa
安全耐压压力	65 Kpa
出气口适配软管内径	ø 8 mm
试管规格	13*10015*100mm



小贴士：传输线的功能使用

PP/硅胶管传输线 P/N:323856-10

PEEK/ 不锈钢管传输线 P/N:323857-11




SPE-24A



规格参数

Item	SPE-24A
货号	CM8014-24
分路数量	24 位
耐压范围	0-80 Kpa
安全耐压压力	65 Kpa
出气口适配软管内径	ø 8 mm
试管规格	13*100mm/15*100mm



小贴士：可调高度试管架
适用多种规格试管



SPE-12N


60ml大容量接收瓶




规格参数

Item	SPE-12N
货号	CM8015-12N
分路数量	12 位
耐压范围	0-80 Kpa
安全耐压压力	65 Kpa
出气口适配软管内径	ø 8 mm
试管规格	27.5*108mm / 60ml

可选配件：小柱适配器
用于连接不同规格的小柱
P/N:321650-01



大容量采样器
用于大容量上样，萃取，淋洗，
P/N:324212-01





WE
Focus on
laboratory sample
filtration solutions



地址

北京昌平区回龙观西
大街35号院1号楼1层
142



电话

400-860-5168转1756



网站

www.cm17.com.cn

邮箱

13811275639@163.com

北京成萌伟业科技有限公司
WWW.CM17.COM.CN

