

新型X-Supreme8000

快速可靠的分析



应用于：

燃料分析

- S: 1ppm 到 5%，符合ASTM D4294的方法规定
- Ni, V, Fe 检测下限低于1ppm

润滑油分析

- 测定Mg, P, S, Cl, Ca, Zn, Mo
- 测定润滑油中金属磨损含量

操作简单

- SmartCheck 智能监测软件
预防仪器误操作
- 所有基体只需1个校准曲线
- 安全窗口避免仪器因样品泄漏
导致停机，降低仪器维护费用
- 结果动态更新功能可用于产品
快速评测分析

想了解更多产品信息，请发送邮件至：
industrial@oxinst.com
www.oxford-instruments.com/petro



The Business of Science®