

Thermo Scientific Locator 支架和冻储盒系统

Locator 支架和冻储盒系统简化了样品的存储和取回, 使用独一无二的悬空支架和有网格的冻储盒设计, 先进的真空绝热技术, 无与伦比的温度均匀性, 和创新的液态氮监测仪。

- 优秀的温度均匀性: 当罐内液氮少于5cm时, 样本依然能存储在 -180°C 以下.
- 超声波液氮水平监测仪可保障不可替代的样本, 有极小的液氮蒸发和传导性.
- 可选的液氮水平监测仪有LED显示, 提供连续的液氮水平; 当液氮水平降低至大约2.5cm的安全水平范围时, 会激活声光报警.
- 可选的警报器也可提示操作人员发生过量液氮流失的情况.
- 安全锁保障未经批准的打开.
- 包括不锈钢支架, 设计用于5cm高的Nalgene冻储盒 (Locator Jr. 和Locator 4可使用大一些用于放置5.0ml冻储管的支架).



球興儀器行有限公司
KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.

Thermo Scientific Locator

订购信息

产品名称	Locator Jr.	Locator 4	Locator 8
型号 (不包括液氮水平监测仪)	CY50925	CY50935	CY50945
型号 (包括工厂预装液氮水平监测仪 100-240V)	CY509105	CY509107	CY509110
选择指南			
用途	轻便的样品存储液氮罐	轻便的样品存储液氮罐	轻便的样品存储液氮罐
存储方式	手动装载/支架和盒	手动装载/支架和盒	手动装载/支架和盒
液氮容量	60升	111升	111升
液氮罐开口直径	21.5cm	21.5cm	15.2cm
静态蒸发速率 - 参阅补充(1)	0.85升/天	0.99升/天	0.6升/天
静态保存时间	70天	112天	185天
2ml冻存管支架数量 (不包括冻存管盒)	4	4	8
最大系统容量			
每支架能放1.2/2ml冻存管盒数量	4	9	9
每冻存管盒能放1.2/2ml冻存管数量	100	100	25
1.2/2.0ml冻存管容量	1,600	3,600	1,800
5.0ml冻存管容量	648	1,620	不适用
液氮罐外径			
直径 x 高度 (盖和手柄, 加5cm)	55.8 x 62.2cm	55.8 x 90.2cm	55.8 x 95.3cm
重量			
净重 - 参阅补充(2)	24.6kg	35.4kg	35.4kg
满载重量 - 参阅补充(2)	34.8kg	58.4kg	58.4kg
运输重量	40.8kg	52.2kg	53.1kg
附件			
冻存管盒支架			
5.0ml冻存管盒支架, 不包括冻存盒	HR509X19A	HR509X20A	不适用
冻存盒 - 参阅补充(3)	等同Nal gene	等同Nal gene	等同Nal gene
52mm高, 1.0/1.5ml冻存管, 100支冻存管/冻存盒(10个)	CS509X24 5026-1010	CS509X24 5026-1010	不适用
52mm高, 2ml冻存管, 25支冻存管/冻存盒(80个)	不适用	不适用	CS509X3 5025-0505
52mm高, 1.2/2ml冻存管, 81支冻存管/冻存盒(40个)	CS509X4 5026-0909	CS509X4 5026-0909	不适用
52mm高, 1.2/2ml冻存管, 81支冻存管/冻存盒(20个)	CS509X5 5026-0909	CS509X5 5026-0909	不适用
95mm高, 5ml冻存管, 81支冻存管/冻存盒(个)	CS509X10 5027-0909	CS509X10 5027-0909	不适用
冻存管	等同Nal gene	等同Nal gene	等同Nal gene
冻存管, 1ml, 500/盒	AY509X32 5000-1012	AY509X32 5000-1012	AY509X32 5000-1012
冻存管, 1.2ml, 500/盒, 13.5mm外径, 38.1mm高	AY509X13 5000-0012	AY509X13 5000-0012	AY509X13 5000-0012
冻存管, 1.5ml, 500/盒	AY509X33 5000-1020	AY509X33 5000-1020	AY509X33 5000-1020
冻存管, 2.0ml, 500/盒, 13.5mm外径, 48.3mm高	AY509X12 5000-0020	AY509X12 5000-0020	AY509X12 5000-0020
冻存管, 5.0ml, 250/盒	不适用 5000-0050	不适用 5000-0050	不适用
其他			
低水平报警(独立安装)	8130	8130	8130
带辆液氮罐推车(12.7cm高)	AY509X1	AY509X1	AY509X1
记录本	1950338	1950338	1950338
液氮水平监测仪100-240V(客户自行安装)	CN509X1	CN509X4	CN509X7
冻存管夹	AY509X18	AY509X18	AY509X18
冻存管夹更换吸盘, 2个	AY509X19	AY509X19	AY509X19
按照规范			
	cCSAus和CE	cCSAus和CE	cCSAus和CE

补充:

- (1) 静态蒸发速率 - 基于全新容器, 测试时没有开盖和没有样品载荷时的表现. 实际工作表现根据个别用途而变化.
- (2) 带液氮水平监测仪型号加0.73kg.
- (3) 等同Nal gene产品的包装数量, 请与我们联系.



球興儀器行有限公司
KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.

• www.kouhing.com •

香港

电话: +852 2391 7783
传真: +852 2789 2068
电邮: info@kouhing.com

广州

电话: (020) 3766 3378
传真: (020) 3766 3285
电邮: guangzhou@kouhing.cn

上海

电话: (021) 5854 0660
传真: (021) 5854 0663
电邮: shanghai@kouhing.cn

北京

电话: (010) 8262 5269
传真: (010) 5885 7248
电邮: beijing@kouhing.cn

厦门

电话: (0592) 2086 227
传真: (0592) 2086 217
电邮: xiamen@kouhing.cn