





WHEATON
Science International



WHEATON
CRIMPenstein™
电动压盖器/启盖器





WHEATON CRIMPenstein™ 电动压盖器/启盖器

高级人体工程学设计, 节省费用和使压盖和启盖工作更加快捷和简单

重量轻和容易使用 - 能事半功倍的长时间手持式半自动操作.

可快速更换夹具, 提供 8, 11, 13和20mm大小 - 节省费用无需独立购买压盖器/启盖器.

电动操作, 可快速安装和大批量作业 - 不需要使用压缩或定期更换电池.

可调记忆夹具力度 - 允许使用人员调整夹具工作力度达到完美的压盖效果.

使用专利的Wheaton Crimpenstein可加速您的压盖和启盖操作. 在不同种类实验室应用, 如色谱学应用, QC实验室, 冻干处理和疫苗开发, 或其他应用当中需要使用铝质密封盖用于瓶的密封, 可以增加生产能力和效率.

使用交流电电源的压盖器/启盖器, 仅需简单的按键就能提供快速和一致的结果. 需要是夹具力度也可调整.

可更换的夹具组件为需要使用不同尺寸铝质密封盖的应用提供极大程度的适应性和经济性.

可选配的坚固支撑架, 可保持Crimpenstein在固定的垂直位置, 适用于需要单手处理瓶子时.



• 在多种应用的实验室中，可互换的夹具组件节省时间和金钱。

• 是高容量手持式操作的理想选择，轻型的Crimpenstein采用人体工程学设计，使用舒适和安全。



支撑架保持Crimpenstein在固定的垂直位置，使单独封盖可快速和轻松地进行。



订货资料

Crimpenstein 装置和电源线*

描述	尺寸 (mm)	国家插头代号							数量/箱
		北美 (A)	日本 (B)	欧洲 (C)	英国 (D)	澳洲/中国 (F)	意大利/智利 (G)	印度 (J)	
配套压盖和启盖夹具									
压盖器和启盖器	8	W225600-A	W225600-B	W225600-C	W225600-D	W225600-F	W225600-G	W225600-J	1
压盖器和启盖器	11	W225601-A	W225601-B	W225601-C	W225601-D	W225601-F	W225601-G	W225601-J	1
压盖器和启盖器	13	W225602-A	W225602-B	W225602-C	W225602-D	W225602-F	W225602-G	W225602-J	1
压盖器和启盖器	20	W225603-A	W225603-B	W225603-C	W225603-D	W225603-F	W225603-G	W225603-J	1
配套一个压盖夹具									
压盖器	8	W225605-A	W225605-B	W225605-C	W225605-D	W225605-F	W225605-G	W225605-J	1
压盖器	11	W225606-A	W225606-B	W225606-C	W225606-D	W225606-F	W225606-G	W225606-J	1
压盖器	13	W225607-A	W225607-B	W225607-C	W225607-D	W225607-F	W225607-G	W225607-J	1
压盖器	20	W225608-A	W225608-B	W225608-C	W225608-D	W225608-F	W225608-G	W225608-J	1
配套一个启盖夹具									
启盖器	8	W225610-A	W225610-B	W225610-C	W225610-D	W225610-F	W225610-G	W225610-J	1
启盖器	11	W225611-A	W225611-B	W225611-C	W225611-D	W225611-F	W225611-G	W225611-J	1
启盖器	13	W225612-A	W225612-B	W225612-C	W225612-D	W225612-F	W225612-G	W225612-J	1
启盖器	20	W225613-A	W225613-B	W225613-C	W225613-D	W225613-F	W225613-G	W225613-J	1

*电源线可分开

压盖和启盖夹具(单独出售**)

描述	尺寸 (mm)	目录号	数量/箱
压盖和启盖夹具套装			
压盖和启盖夹具	8	W225615	1
压盖和启盖夹具	11	W225616	1
压盖和启盖夹具	13	W225617	1
压盖和启盖夹具	20	W225618	1
压盖夹具(单独出售)			
压盖夹具	8	W225620	1
压盖夹具	11	W225621	1
压盖夹具	13	W225622	1
压盖夹具	20	W225623	1
启盖夹具(单独出售)			
启盖夹具	8	W225625	1
启盖夹具	11	W225626	1
启盖夹具	13	W225627	1
启盖夹具	20	W225628	1

**不是完整可操作装置

Crimpenstein 支撑架

描述	目录号	数量/箱
Crimpenstein 支撑架	W225630	1



每套 Crimpenstein 包括一个方便携带和贮存箱

血清瓶, 玻璃瓶和盖的详情, 请与我们联系

球興儀器行有限公司
KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES LTD.

香港 (852) 2391 7783 上海 (021) 5854 0660 厦门 (0592) 2187 237
广州 (020) 3766 3378 北京 (010) 8262 5269 网址 www.kouhing.com

WHEATON
Science International
a division of WHEATON Industries Inc.

1501 North 10th Street, Millville, NJ 08332-2038 USA
+1.856.825.1100 ■ +1.856.825.1368 (F)
www.wheatonsci.com