

## BagMixer® 400 型均质器系列产品

作为该领域内全球最畅销产品，BagMixer® 400型均质器是一款功能强大、操作简单的实验室产品。通过配备一个过滤袋，用户无须担心会发生交叉传染之类的现象：拍打结果极其精确、可靠和迅捷。

### 产品特点

- 操作舒适、拍打精确
- 可视窗门
- 可调节拍打速度（每秒 6 至 9 次的拍打速度）
- 可调节拍打时间（10 秒至 360 秒，或开路运行）
- 可调节的拍打力度（可调节的叶片）
- 安全可靠的滴水盘



### 技术参数

| BagMixer® 400 | P             | W | VW            | CC®          |
|---------------|---------------|---|---------------|--------------|
| 拍打速度          | 固定（8 次/秒）     |   | 可调（6-9 次/秒）   | 可调（3-12 次/秒） |
| 拍打力度          | 固定            |   | 可调节           | 可调节          |
| 拍打时间          | 30-210 秒或开路运行 |   | 10-360 秒或开路运行 | 1-1 小时或开路运行  |
| 尺寸（长 x 宽 x 高） | 39x26x29 厘米   |   | 42x26x29 厘米   |              |
| 产品重量          | 16.5 公斤       |   |               |              |
| 允许容量          | 50mL 至 400mL  |   |               |              |

### 应用领域

食品、医药、临床、兽医和环境分析

## 菌落计数仪

### 产品特点

- CCD 真彩照相机，图像可放大或缩小
- 光源和背景的六种不同组合
- 亮度、对比度和敏感度可由软件自动调节优化
- 可自动适应任何种类的细菌培养基
- 成片菌落的自动分割
- 任意多边形外的菌落计数
- 光源为耐用型 LED
- 可将数据输出至 Excel™



### 技术参数

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| Scan <sup>®</sup> | 500        | 1200       |
| 分辨率               | 640×480    | 1280×960   |
| 可检测菌落直径           | 0.1mm      | 0.05mm     |
| 尺寸                | 22×27×29cm | 22×27×38cm |