


interscience

食品微生物行业的世界领头羊

BagMixer®


BagMixer®均质器是实验室样品捣碎器中最佳的助手。
BagMixer®均质器仔细隔离固体样品表面所有微生物菌丛，且减少样品处理和准备时间，仅需30~60秒。
BagMixer®均质器提供多种用途的标准模式，几乎涵盖所有分析研究领域



门可完全开启易于清洁
(所有型号)



BagMixer® P
(不锈钢门) 100
, 400或3500



BagMixer® 100W
"MiniMix®":
应用范围
食品、药品、临床和兽医学分析(组织、器官和粪便等)、分子生物学(蛋白/脂肪/DNA等)、毒素检测、HPLC、GCMS等。



BagMixer® 400W
应用范围
食品微生物分析：生肉、熟肉、鱼、蔬菜、水果、饼干等；药品和化妆品微生物分析、烟草等稀释和混合。。。等等。



BagMixer® 3500W
"JumboMix®"
应用范围
大量样品处理，包括食品、猪毛虫测定、纺织品、细菌和化学测试、废弃物、空气和水过滤、土壤、无菌测试、法医学测试、粉末和聚合物工业混合等等

BagMixer® 3500 "JumboMix"

W (观测窗门) P (不锈钢门)

使用容量：400-3500ml

计时器：30、60、90、120、
180、210秒或连续运转

速度：每秒2-6下 (P&W)

电源：220V/110V、50/60Hz

尺寸：长41*宽45*高36公分

净重：45公斤 ISO 9002 CE

BagMixer® 100 “MiniMix”	BagMixer® 400
W (观测窗门) P (不锈钢门)	W (观测窗门) P (不锈钢门)
使用容量: 5-10ml	使用容量: 50-400ml
计时器: 10、30、60、90、120、180、360秒或连续运转	计时器: 30、60、90、120、180、210秒或连续运转
速度: 每秒6-9下 (P&W)	速度: 8下 (P&W), 6-9下 (VW)/秒
电源: 220V/110V、50/60Hz	电源: 220V/110V、50/60Hz
尺寸: 长35*宽16*高16公分	尺寸: 长40*宽22*高24公分
净重: 8公斤 ISO 9002 CE	净重: 17公斤 ISO 9002 CE

优点 :

- 安静无声, 易于操作
- 全机体不锈钢制
- 捣片: 可拆卸调整
- 可调整均质时间
- 可固定或变动速度
- 渐进式捣碎, 完美细胞保护
- 无菌一次: 加强卫生和安全系数
- 全开启式门, 易于清洁
- 水密双层安全门
- 玻璃透明窗口, 易于观察 (W型)
- 样品与均质器无接触, 无需进行系统清洗
- 滴盘: 防止样品袋泄漏
- 温度控制模式 (选择件)