

JH-265A 石油产品运动粘度测定仪

用途概述：

本仪器的制造符合中华人民共和国行业标准 SY/T5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求，适用于按中华人民共和国标准 GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定，测定液体石油产品（指牛顿液体）在某一恒定温度条件下的运动粘度。

产品特点：

- 1、采用智能温控仪，控温迅速，响应快，超调小，控温精度达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。
- 2、采用硬质玻璃缸及保温外套缸（称双缸），保温性能好，试样观察清晰。
- 3、采用台式、一体机设计方式，仪器整体性好，使用方便。
- 4、采用电动搅拌装置，浴缸内的温度均匀。

技术指标：

- 1、工作电源：AC 220V $\pm 10\%$ ，50Hz $\pm 5\%$ 。
- 2、加热功率：两档，1000W+650W。
- 3、搅拌电机：功率 6W；转速 1200r/min。
- 4、测温范围：室温 $\sim 100^{\circ}\text{C}$ 。
- 5、控温精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。
- 6、恒温浴：容量，20L；形式，内外两层缸（双缸）。
- 7、使用环境：环境温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim +35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $< 85\%$ 。
- 8、温度传感器：工业铂电阻，其分度号为 Pt100。
- 9、整机功耗：不大于 1800W。
- 10、毛细管粘度计：品式毛细管 8 支，规格按用户要求选配



上海今昊科学仪器有限公司

Shanghai JinHao Scientific Instruments Co., Ltd.

总部

地址：上海博华路 980 弄 25 号 602 室

邮编：201204

电话：021-20230210

传真：021-20230210

Email: jojoanswer@hotmail.com

Head Office:

Unit.25,Rm.602, Bohua Road 980, Shanghai 201204, China

Tel : 021-20230210

Fax: 021-20230210

Email: jojoanswer@hotmail.com

公司网址: <http://www.chemyiqi.com/>

www.chem17.com/st23532

www.instrument.com.cn/netshow/SH100843/