

## JH-8019 实际胶质测定仪

### 用途概述:

实际胶质测定仪是根据国家标准 GB/T8019—1987《车用汽油和航空燃料实际胶质测定法》设计、制造的，适用于测定车用汽油、航空汽油和用于配制挥发性馏分及航空涡轮燃料在试验时的实际胶质。也可用于测定车用汽油的未洗胶质含量。

### 产品特点:

- 1、本机采用分体式结构，造型美观，操作方便。
- 2、过热器可实现对空气的预加热，其控温及蒸发浴温控装置均采用铂电阻温度传感器进行温度检测，控温准确。
- 3、仪器装有空气过滤干燥器，使得纯净、干燥的空气进入系统中，确保试验结果的准确性和可靠性。
- 4、空气减压阀和流量计保证系统在一定压力下试验的空气流速，并由调节阀进行流量调节。

### 技术指标:

- 1、输入电压：AC220V±10% 50Hz
- 2、输入功率：蒸发浴 2Kw 过热器 0.6 Kw
- 3、控温范围：室温 ~165℃
- 4、控温精度：±2.5℃
- 5、流量调节范围：1m<sup>3</sup>/h ~ 10m<sup>3</sup>/h



地址：上海市博华路 980 弄 25 号 602 室  
电话：021- 20230210 13816732827  
网址：<http://www.chemyiqi.com/>

传真：021-20230210  
E-mail: [jojoanswer@hotmail.com](mailto:jojoanswer@hotmail.com)