

# 全自动闭口闪点试验器 SYD-261D



本仪器是按照中华人民共和国行业标准中华人民共和国标准 GB/T261 《石油产品闪点测定法(闭口杯法)》所规定的要求设计制造的。适用于按此标准所规定的方法，测定石油产品用闭口杯、在规定条件下,加热到它的蒸汽与空气的混合气接触火焰发生闪火时的最低温度，即闭口杯法闪点。

## 一、主要技术特点

- 1、采用彩色液晶大屏幕显示，全中文人机对话界面，无标识键盘，对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数，具有提示菜单导向式输入。
- 2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线，具有中文误操作软件提示修改功能配试验日期、试验时间等参数提示功能。
- 3、配有标准 RS-323,485 计算机接口，下位机储存 100 组历史数据，与计算机相连可大容量存储数据并可长期保存，传送数据，上位即可实时修改下位机参数。
- 4、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。
- 5、微分检测，系统偏差自动修正。
- 6、开盖、点火、检测、打印数据自动完成，试验臂自动升起和落下。

7、电子引火，强制风冷。

## 二、主要技术参数及指标

1、工作电源： AC 220V±10%， 50Hz；

2、温度测量： 量程：室温~300℃；

重复性：≤2℃；再现性：≤4℃；

分辨性：0.1℃；精度：0.5%；

3、基数参数： 升温速度：符合 GB/T261 标准；

点火方式：电子引火、气体火焰；

4、环境温度： 10~40℃；相对湿度：≤8℃；

5、整机功耗： 不大于 300W。

根据需要，公司可未经预告对仪器的规格和外形进行更改，望予以谅解为盼。

# 上海今昊科学仪器有限公司

## Shanghai JinHao Scientific Instruments Co., Ltd.

### 总部

地址：上海博华路 980 弄 25 号 602 室

邮编：201204

电话：021-20230210

传真：021-20230210

Email: [jojoanswer@hotmail.com](mailto:jojoanswer@hotmail.com)

Head Office:

Unit.25,Rm.602, Bohua Road 980, Shanghai 201204, China

Tel : 021-20230210

Fax: 021-20230210

Email: [jojoanswer@hotmail.com](mailto:jojoanswer@hotmail.com)

公司网址: <http://www.chemyiqi.com/>

[www.chem17.com/st23532](http://www.chem17.com/st23532)

[www.instrument.com.cn/netshow/SH100843/](http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100843/)