

數位式全自動旋光度計 AP-100 Automatic Polarimeter

將試樣玻璃管塞入測量槽中，按下 START 鍵即可自動完成測量
大型 LCD 液晶螢幕，立即以數字顯示讀值，清晰易讀
適用於：製藥、香水、化妝品、化學、食品、各種工業產品之旋光度測量
內建「國際標準糖度轉換」功能，對製糖業亦極為適用
具手動校正機能，可與其他標準讀值作同步補正
內建記憶體可記錄最後 30 筆讀值

技術規範	AP-100
測量讀值	旋光度 國際標準糖度 (有自動溫度補償/無自動溫度補償) 特定旋光 濃度 純度
測量範圍	旋光度 $-89.99^\circ \dots +89.99^\circ$ 國際標準糖度 $-130^\circ Z \dots +130^\circ Z$
解析度	旋光度 0.01° 國際標準糖度 $0.01^\circ Z$
準確度 _標準石英片	旋光度 $\pm 0.01^\circ$ 國際標準糖度 $\pm 0.03^\circ Z$
觀測管	200mm x1、100mm x1
輸出埠	印表機埠、RS-232C
尺寸重量	48.5x28.5x17.5cm 11.5Kg

NEW

ATAGO

www.atago.net

日本製



標準型旋光度計 POLAX-2L Polarimeter

手動操作，數字顯示，能準確測量旋光度值、國際標準糖度
製糖、製藥、化學、香水、教育機構、學校、研發單位廣泛使用

技術規範	POLAX-2L
測試範圍	旋光度 $+180^\circ \dots -179.95^\circ$ 國際標準糖度 $+130^\circ Z \dots -130^\circ Z$
解析度	$0.05^\circ (0.1^\circ Z)$
溫度補償	$5 \dots 40^\circ C$
光源	長效LED附589nm濾鏡
觀測管	100mm及200mm各一組
電源供應	100...240VAC 50/60Hz 40VA
尺寸重量	43x22x30cm 11.5Kg

ATAGO

www.atago.net

日本製

