

# 荧光显微镜

# Medicus LED AFL Achro

## 用于食品真菌检测, 真菌性皮肤病, 妇科及病理科

德国 hund 荧光显微镜可以清楚地观察和鉴定用普通显微技术难 以观察到的染色体标本,采用的平场消色差物镜和大视野目镜, 光学系统成像清晰, 视野广阔, 是生物学、细胞学、肿瘤学、遗 传学、免疫学等研究工作的理想仪器。

#### 产品描述

- 双目显微镜, 经典天鹅颈固铸金属机架
- 同轴粗/细调焦驱动器,可进行连续亮度控制的 6 V/20W 内置
- 130 mm x 130mm 载物台,高度可调型台下聚光镜
- 四倍旋转物镜转换器, WF10x/18 宽视野目镜
- 光圈和滤光片夹可对一切经过放大的像场做出精确高水平的科 勒照明, 光源带有集成可调节视场光阑



## 技术参数

支架:	四倍旋转物镜转换器
对比方法:	亮视野透射光和 LED 荧光照明带过滤设置 G 可与荧光染料 Mykoval/ FITC/TRITC/DAPI 结合。
筒:	双目, 30°
目镜:	广角 10x/18
物镜:	AC 10/0,25, AC 40/0,65 and AC 100/1,25 (Oil)
放大倍数:	200 – 400 倍
物镜台:	转换平台 130x130mm
聚光镜:	亮视野聚光镜 NA0.9 带孔径光阑和过滤支架
照明:	6 伏/20 瓦的卤素灯,连续调节

# 标准配置 (Myko型)

Medicus LED AFL Myko	008.0364.0
显微镜主机	018.0575.0
双目镜筒(30°TF1x)	019.0558.0
目镜 WF 10 x / 18 2 个	018.96226
物镜 Achro 20 / 0,40	019.9053.000
物镜 Achro 40 / 0,65 spring loaded	019.9054.000
聚光镜 NA 0,9	018.0028.0
紧凑型荧光照明,LED光源 (395 nm), TF 1x	018.0837.0
偏光 400 nm,抑制滤波器 LP 580 nm 电源适配器	632.0024.0
荧光染料 Mykoval 10 ml	902.0067.0
附件包 VI	018.9313.0
使用说明书	901.1041.0
	902.96066





上海市真北路 2500 号 A 座 818-819 室



Fax: 021-32159026

Tel: 021-32159027

Helmut Hund GmbH

中国区技术服务中心:

