

离心机

Hettich



MIKRO 220

多功能微升离心机



特点：

- 包括常温机型 (220) 和冷冻机型 (220R)
- 可使用多种功能微升转子：
 - 31,514 RCF 24 位高转速转子 (1195-A)
 - 48 位大容量转子 (1158-L)
 - 90° 角水平水平转子 (1154-L)
- MIKRO 220R 可使用以下离心管：
 - 最大 10ml 采血管
 - 最大 50ml 锥底管
 - 最大 50ml 锥底管

规格：

型号	MIKRO 220	MIKRO 220R
鼓转子最大容量	60 x 1.5/ 2.0 ml	
固定角转子最大容量	48 x 0.2 - 2.0 ml	& 6 x 50 ml
最大 RPM/RCF	18,000/ 31,514	
温度控制		-20 °C to +40 °C
尺寸 (高 x 宽 x 深)	313 x 330 x 420 mm 12.5"x 13"x 16.5"	313 x 330 x 650 mm 12.5"x 13"x 25.5"
重量	23 kg (46 lbs)	42 kg (92.5 lbs)
目录号 240V 115V	2200 2200-01	2205 2205-01

常用转子组合

微升离心管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
24	0.2 – 2.0 ml	1195-A*	-	-	31,514
24	0.2 – 2.0 ml	1154-L	-	-	18,516
30	0.2 – 2.0 ml	1189-A*	-	-	21,255
48	0.2 – 2.0 ml	1158-L*	-	-	21,255
60	1.5 – 2.0 ml	1161	-	1377	14,171

* 含生物隔离功能 (耐高温高压消毒) 的转子盖。

采血管 (仅 MIKRO 220R)

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
6	15 ml	1016	-	1631	3,824
3	50 ml	1016	-	1641	3,824

锥底管 (仅 MIKRO 220R)

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
12	13 x 75 mm	1015	-	1054-A	3,300
12	213 x 100 mml	1015	-	-	4,146
12	16 x 100 mm	1015	-	-	4,146

PCR 连管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
6	8 x 0.2 ml	1160	-	-	18,845

冷冻管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
20	1.8 ml	2219**	-	-	18,407

** 包含转子盖 (目录号 E3243). 可选带生物隔离功能转子盖 (目录号 2425) 或者 耐苯酚转子盖 (目录号 2423)

MIKRO 120

经济型微升离心机

特点:

- 可配 24 位转子
- 不平衡自动断电
- 顶盖锁定
- 马达过热保护

规格:

型号	MIKRO 120
最大容量	24 x 1.5/ 2.0 ml
最大 RPM/RCF	14,000/ 18,407
尺寸 (高 x 宽 x 深)	199 x 231 x 292 mm(8" x 9" x 11.5")
重量	7 kg (15 lbs)
目录号 240V	1204
115V	1204-01



常用转子组合

微升离心管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
24	0.2 – 2.0 ml	1242	-	-	18,407
	0.2 – 0.4 ml	all rotors	-	2024	-
	0.5 – 0.8 ml		-	2023	-
	1.5 ml		-	2031	-

EBA 21

多功能小型台式离心机



特点：

- 外观小巧,性能强大
- 多种不同功能转子可选：
 - 带生物隔离功能的微升管
 - 50ml 圆底管
 - 50ml 锥底管
 - 10ml 采血管

规格：

型号	EBA 21
最大容量	6 x 50 ml
最大 RPM/RCF	18,000/ 25,718
尺寸 (高 x 宽 x 深)	247 x 275 x 330 mm (9.75" x 11" x 13")
重量	11 kg (24.25 lbs)
目录号 240V	1004
115V	1004-01

常用转子组合

微升管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
24	0.2 – 2.0 ml	1024	-	-	21,382

圆底管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
12	12 x 75 / 100 mm	1118	-	-	2,879

锥底管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
6	15 ml	1416	-	-	4,146
6	15 ml	1416	-	1631	3,743
3	50 ml	1116	-	1641	3,824

采血管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
12	13 x 75 mm	1416	-	1054-A	3,300
12	13 x 75 mm	1126	1127	-	2,960
12	13 x 100 mm	1416	-	1058	4,146
12	13 x 100 mm	1416	-	-	4,146

UNIVERSAL 320

标准容量通用型台式离心机



特点:

- 包括常温机型 (320) 和冷冻机型 (320R)
- 多种特殊功能:
 - 可配 8 位细胞涂片转子
 - 可配多种离心板, 包括微量滴定板, 深孔板, 过滤板, 培养板, PCR 板等
- 噪声抑制技术
- 开盖按键和落盖保护
- 10 个记忆编程程序

规格:

型号	UNIVERSAL 320	UNIVERSAL 320R
最大容量	4 x 100 ml -or- 32 x 15 ml	
最大 RPM/RCF	15,000/ 21,382	
温度控制	-	-20 °C to +40 °C
尺寸 (高 x 宽 x 深)	346 x 395 x 520 mm 13.5" x 15.5" x 20.5"	346 x 401 x 695 mm 13.5" x 15.75" x 27.25"
重量	31 kg (68 lbs)	53 kg (117 lbs)
目录号 240V 115V	1401 1401-01	1406 1406-01

常用转子组合

圆底管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
20	5-7 ml	1495	1430*	1383	4,025
10	15 ml	1615	-	-	16,582

* 生物隔离功能盖目录号 1382

锥底管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
6	15 ml	1620A	-	1466	8,965
8	15 ml	1617	-	1462-A	3,857
16	15 ml	1324	1398	1483	3,305
32	15 ml	1418	1467	-	3,283
4	50 ml	1324	1398	1484	3,260
6	50 ml	1620A	-	1646	8,965
8	50 ml	1418	1468	-	3,147
4	15 ml	1494	1430	1347	4,193
4	50 ml	1494	1430	1384	4,193

微升管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
24	0.2 – 2.0 ml	1420-A	-	-	21,382

采血管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
20	13 x 75 mm	1324	1390*	1383	3,192
20	13 x 100 mm	1324	1390*	1383	3,192
16	16 x 75 mm	1324	1390*	1348	3,147
16	16 x 100 mm	1324	1390*	1348	3,147
28	13 x 75 mm	1494	1425	1383	3,913
28	13 x 100 mm	1494	1425	1383	3,913
28	16 x 75 mm	1494	1425	1441	3,913
28	16 x 100 mm	1494	1425	1441	3,913
16	16 x 75 mm	1494	1430	1348	4,025
16	16 x 100 mm	1494	1430	1348	4,025

离心板

数量	种类	转子	吊桶	适配器	RCF
2	深孔板	1460	1453	-	2,218
2	过滤板	1460	1453	-	2,218
10	微量滴定板	1460	1453	-	2,218

ROTINA 380

中容量通用型台式离心机

特点：

- 包括常温机型 (380) 和冷冻机型 (380R)
- 多种特殊功能：
 - 可配 8 位细胞涂片转子
 - 可配微量滴定板, 深孔板等多种离心板
 - 最大 290ml 离心瓶
- 可配生物隔离功能盖

规格：



型号	ROTINA 380	ROTINA 380R
最大容量	4 x 290 ml	
最大 RPM/RCF	15,000/ 24,400	
温度控制	-	-20 °C to +40 °C
尺寸 (高 x 宽 x 深)	418 x 457 x 600 mm 16" x 18" x 23.5"	418 x 457 x 750 mm 16" x 18" x 29.5"
重量 240V 115V	51 kg (112 lbs) 58.5 kg (129 lbs)	81 kg (172 lbs) 88.5 kg (188 lbs)
目录号 240V 115V	1701 1701-01	1706 1706-01

常用转子组合

圆底管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
96	12 x 60 mm	1754	1752*	1762	4,668
96	12 x 100 mm	1754	1752*	1762	4,668
52	17 x 70 mm	1754	1752*	1763	4,668
52	17 x 100 mm	1754	1752*	1763	4,668

* 生物隔离功能盖目录号 1751

锥底管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
36	15 ml	1754	1752*	1771	4,863
16	50 ml	1754	1752*	1772	4,863
4	175 ml	1754	1752*	1782	4,863
4	175 ml	1754	1752*	1778	4,863
4	200 ml	1754	1752*	1778	4,863
4	225 ml	1754	1752*	1782	4,863

* 生物隔离功能盖目录号 1751

采血管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
64	13 x 75 mm	1754	1752*	1783	4,668
64	13 x 100 mm	1754	1752*	1783	4,668
52	16 x 75 mm	1754	1752*	1763	4,668
52	16 x 100 mm	1754	1752*	1763	4,668

* 生物隔离功能盖目录号 1751

离心瓶

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
4	250 ml	1754	1752*	1769	4,863
4	290 ml	1754	1752*	1769	4,863

* 生物隔离功能盖目录号 1751

离心板

数量	种类	转子	吊桶	适配器	RCF
2	深孔板	1760	1753	-	2,397
2	过滤板	1760	1753	-	2,397
10	微量滴定板	1760	1753	-	2,397

ROTINA 420

中大容量通用型台式离心机

特点：

- 包括常温机型 (420) 和冷冻机型 (420R)
- 各种最大容量：
 - 4 x 600 ml
 - 52 x 15 ml 锥底管
 - 84-104 采血管
 - 16 位微量滴定板
- 噪声抑制技术
- 自诊断测试功能
- 98 个记忆编程程序



规格：

型号	ROTINA 420	ROTINA 420R
最大容量	4 x 600 ml	
最大 RPM/RCF	15,000/ 24,400	
温度控制	-	-20 °C to +40 °C
尺寸 (高 x 宽 x 深)	423 x 506 x 650 mm 17" x 20" x 25.5"	423 x 713 x 654 mm 17" x 28" x 26"
重量 240V	75 kg (165 lbs)	108 kg (238 lbs)
115V	84 kg (185 lbs)	117 kg (258 lbs)
目录号 240V	4701	4706
115V	4701-01	4706-01

ROTANTA 460

大容量通用型台式离心机

特点：

- 包括常温机型 (460) 和冷冻机型 (460R)
- 98 个记忆编程程序 (C 型面板)
- 多种特殊用途
 - 血袋
 - 细胞学涂片
 - 高速离心板转子 (6,446 RCF)
 - 铬浴瓶及 Schlenk 瓶
- 血袋离心专用减速技术 (仅带冷冻型号)
- 控制面板锁定 (可选)



规格：

型号	ROTANTA 460	ROTANTA 460R
最大容量	4 x 750 ml	
最大 RPM/RCF	15,000/ 24,400	
温度控制	-	-20 °C to +40 °C
尺寸 (高 x 宽 x 深) 240V 115V	456 x 554 x 706 mm 456 x 554 x 715 mm	456 x 770 x 706 mm 456 x 770 x 715 mm
重量 240V 115V	101 kg (223 lbs) 111 kg (245 lbs)	141 kg (311 lbs) 151 kg (333 lbs)
目录号 240V 115V	5650 5650-01	5660 5660-01

常用转子组合**圆底瓶**

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
76	4 – 7 ml	5624	5620*	4832	4,637
76	15 ml	5624	5620*	4833	4,637

* 生物隔离功能盖目录号 5621

锥底瓶

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
56	15 ml	5624	5620*	4839	4,637
28	50 ml	5624	5620*	5647	4,708
4	225 ml	5624	5623	4440	5,063
4	250 ml	5624	5623	4430	5,063
4	500 ml	5624	5623	4449	5,063

* 生物隔离功能盖目录号 5621

采血管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
76	13 x 75 mm	5624	5620*	4832	4,637
108	13 x 100 mm	5624	5620*	4847	4,684
88	16 x 75 mm	5624	5620*	4848	4,684
88	16 x 100 mm	5624	5620*	4848	4,684

* 生物隔离功能盖目录号 5621

血袋 (仅带冷冻型号)

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
4	450 ml	5624	5691	5692	4,637

离心瓶

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
4	250 ml	5624	5620*	4841	4,779
4	290 ml	5624	5620*	4841	4,779
4	600 ml	5624	5620*	4846	4,779
4	750 ml	5624	5620*	4845	4,779

* 生物隔离功能盖目录号 5621

离心板

数量	类型	转子	吊桶	适配器	RCF
24	微量滴定板	5624	5628*	4626	4,211
4	深孔板	5624	5628*	4626	4,211
4	过滤板	5624	5628*	4626	4,211
12	微量滴定板	4620	4623**	4626	6,446
2	深孔板	4620	4623**	4626	6,446
2	过滤板	4620	4623**	4626	6,446

* 生物隔离功能盖目录号 5629 ** 生物隔离功能盖目录号 4627

ROTO SILENTA

落地式离心机

特点：

- 可提供 GMP 标准组装,符合洁净室环境要求
- "无风" 隔离转子技术,从而达到最佳的温度控制
- 120g 不平衡存在时,仍能保持安静平稳运转
- 控制面板锁定
- 双向串行接口 (可选)
- 条形码阅读器 (可选)
- HettInfo 软件包 (可选)



规格：

型号	ROTO SILENTA 630RS
最大容量	6 x 2,000 ml
最大 RPM/RCF	4,500/ 6,520
温度控制	-20 °C to +40 °C
尺寸 (高 x 宽 x 深)	973 x 813 x 1,015 mm (28.25" x 32" x 40")
重量	355 kg (782.5 lbs)
目录号 400V 3 相	5005

常用转子组合

锥底管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
138	15 ml	4176	4522	4232	5,999
48	50 ml	4176	4522	4245-A	5,999
6	175 ml	4176	4547*	4440	6,384
6	175 ml	4176	4547*	4430	6,384
6	200 ml	4176	4547*	4430	6,384
6	200 ml	4176	4547*	4440	6,384
6	200 ml	4176	4547*	4430	6,384
6	200 ml	4176	4547*	4449	6,384

采血管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
126	13 x 75 mm	4176	4547*	4435	5,841
126	13 x 100 mm	4176	4547*	4435	5,841
180	13 x 75 mm	4176	4522	4222-93	5,818
180	13 x 100 mm	4176	4522	4222	5,818
114	16 x 75 mm	4176	4547*	4434	5,977
114	16 x 100 mm	4176	4547*	4434	5,977
180	16 x 75 mm	4176	4522	4214-93	5,818
180	16 x 100 mm	4176	4522	4214	5,818


* 生物隔离功能盖目录号 5621

采血管

数量	容量	转子	吊桶	适配器	RCF
四联袋					
12	450 ml	4176	4546	4559-H	6,271
12	500 ml	4176	4591	4592-H	6,498
6	500 ml	4176	4523	4516	6,294
固定装置, 四联袋, 500ml					
12	Baxter/ Fenwal	4176	4524	4525	6,498
12	Fresenius	4176	4524	4525	6,498
12	Macopharma	4176	4524	4525	6,498
12	Terumo	4176	4524	4525	6,498
12	Kawasumi	4176	4524	4525	6,498
血小板袋					
24	500 ml	4176	4595	4596	6,316

离心瓶

数量	容量	转子	吊桶	RCF
6	1,000 ml	4176	4579 with 4255	6,294
6	2,000 ml	4176	4595	6,362



Tegent
德祥

www.tegent.com.cn
info@tegent.com.cn
客服热线: 4008-822-822

主要办事处

总部

香港九龙官塘鸿图道26号
威登中心2602-05室
Tel: (852) 2759 2182
Fax: (852) 2758 3830

北京办事处

北京市海淀区知春路9号
坤讯大厦1506室 (100191)
Tel: (010) 8232 7383
Fax: (010) 8232 9551

成都办事处

成都市科华中路9号
天府汇城商务楼A座10楼1001室 (610041)
Tel: (028) 8535 6001
Fax: (028) 8535 6002

昆明办事处

昆明市拓东路80号
绿洲大酒店写字楼906室 (650041)
Tel: (0871) 3157 211
Fax: (0871) 3157 015

深圳办事处

深圳市深圳南大道6021号
喜年中心A座1905-1906室 (518040)
Tel: (0755) 8287 0304
Fax: (0755) 8287 0327

西安办事处

陕西省西安市高新区科技路50号
金桥国际广场A座10601室 (710061)
Tel: (029) 8860 8542
Fax: (029) 8860 8542

青岛办事处

青岛市市南区山东路40号
广发金融大厦1301室 (266000)
Tel: (0532) 8501 2820
Fax: (0532) 8501 1007

上海办事处

上海市静安区北京西路1068号
银发大厦18楼 (200041)
Tel: (021) 5261 0159
Fax: (021) 5261 0122

广州办事处

广州市中山五路219号
中旅商业城1505室 (510030)
Tel: (020) 2227 3388
Fax: (020) 2227 3368

厦门办事处

厦门市后埭溪路28号
皇达大厦15楼A2BC (361004)
Tel: (0592) 5185 885
Fax: (0592) 5185 886

南宁办事处

南宁市民族大道38-2号
泰安大厦18楼09室 (530022)
Tel: (0771) 5890 482
Fax: (0771) 5890 402

大连办事处

大连市中山区上海路42号
都市银座603室 (116000)
Tel: (0411) 8454 3771
Fax: (0411) 8454 3771

杭州办事处

杭州市拱墅区登云路518号
西城时代2幢801室 (310013)
Tel: (0571) 8722 9873
Fax: (0571) 8722 9873

长沙办事处

长沙市天心区五一一路717号
五一新干线B座2209室 (410015)
Tel: (0731) 8546 8872
Fax: (0731) 8489 7816