

4L实验室捣碎机

24CB10C 4L捣碎机
24CB9EC 4L捣碎机



手提设计:

Waring提供了两个手把,以便更安全的方便的提起,倾倒,转移。

使用寿命长:

Waring的封闭的,精确的,高科技的球形轴承系统延长了匀浆器的寿命。

设计和控制:

人体工程学的底盘设计使得元件更容易提起和清洁。脉冲模式的控制面板提供更精确的操作。

操作安静:

Waring装入了它的业界领先的3.75-HP电机,操作安静。

稳定性:

更深,范围更广,完全牵引力的防滑橡胶垫片使得匀浆器更稳定。

技术参数:

容量: 4L

开关设置: 关 - 低 - 中 - 高 - 脉动式

转速: 0-16800-18800-21500-21500RPM

电源要求: 230V-50/60HZ-单相-交流-7.5A

底座: 灰色环氧树脂涂层

材质: 不锈钢容器、不锈钢刀具、不锈钢夹具、橡胶垫片、塞

轴承: 高性能球形轴承

电源线: 213cm, NO14标准, 3孔插头

总高度: 56.5cm

重量: 净重17.24Kg

认证: 通过UL、NFS、CE认证

订货信息:

货号	说明
24CB10C	4L捣碎机
24CB9EC	4L捣碎机 通过CE认证
2610T	4L温度控制器
2610F	4L泡沫消除器
2610C	4L底座冷却装置
CAC70	双把手不锈钢容器, 不锈钢盖子
CAC72	双把手不锈钢容器, 聚碳酸酯盖子
CBL10	耐热聚碳酸酯
013469	不锈钢盖子
501697	带碳化轴承的道具组件, 合成橡胶密封垫片
AD1	4L转接器

配件:



2610T 4L温度控制器

- 不锈钢螺管, 用于2610C或4L CAC70标准容器
- 水通过螺管内循环起到冷却控温作用
- 与盖子和垫片成套



2610F 4L泡沫消除器

- 挡板可调, 用于减少媒介中泡沫
- 用于2610C或4L CAC70标准容器
- 标配有盖子和垫片



AD1 4L转接器

- 允许1L或更小容器用于4L捣碎机底座



2610C 4L底座冷却装置

- 不锈钢容器底部配有冷凝管, 机器长时间工作时用于轴承的冷却
- 组件中不包含盖子和垫片

2L实验室组织捣碎机及配件

中型匀浆器：Waring提供了一款特殊设计的匀浆器，可处理高达两升的高粘度液体样本。

大型匀浆器：强有力的，双速的，1-HP电机可以将很多种物料在几秒钟内乳化，均质，碾磨，捣碎，搅碎以及混匀。

HGB550
2L实验室捣碎机



		<p>SS810 2L不锈钢容器</p> <ul style="list-style-type: none"> 带把手的2L不锈钢容器 单层的不锈钢盖子，带圆头柄 适用于所有2L Waring组织捣碎机 <p>CAC31 2L不锈钢容器</p> <ul style="list-style-type: none"> 带把手的2L不锈钢容器 双层盖子 适用于所有2L Waring组织捣碎机
		<p>CAC59 2L容器</p> <ul style="list-style-type: none"> 聚碳酸酯容器，带盖子、刀头等组件 <p>CAC21 1.4L容器</p> <ul style="list-style-type: none"> 聚碳酸酯容器，带盖子、刀头等组件
		<p>SS715</p> <ul style="list-style-type: none"> 不锈钢容器，带聚苯乙烯盖子、刀头的组件 <p>CAC69 传动连接配件</p> <ul style="list-style-type: none"> 用于2L捣碎机
		<p>CAC15 耐热盖子</p> <ul style="list-style-type: none"> 只用于2L组织捣碎机 <p>AD2 转接器</p> <ul style="list-style-type: none"> 允许1L或更小容器用于2L捣碎机底座

技术参数

容量	2L
开关	关 - 低 - 高
转速	0-19000-23000RPM
电源	230V-50/60HZ 单相-交流-3.75A
底座	不锈钢电机、灰色环氧树脂涂层
盖子	双层的聚乙烯和聚苯乙烯盖子
连接器	金属驱动连接器，橡胶外层
电源线	183cm、NO14标准，3孔插头
总高度	48.26cm
重量	净重6.53Kg/6.26Kg
认证	通过UL、NFS、CE认证
容器	不锈钢容器 (HGB550/HGB55E)
	聚碳酸酯容器 (HGB500/HGB50E)

订货信息

货号	说明
HGB550	2L捣碎机 标配SST容器
HGB55E	2L捣碎机 标配SST容器,CE认证
HGB500	2L捣碎机 标配聚碳酸酯容器
HGB50E	2L捣碎机 标配聚碳酸酯容器CE认证
CAC31	2L替换容器 带盖子
SS810	2L替换容器 带盖子SST材质
CAC59	2L替换容器 带盖子 聚碳酸材质
CAC21	1.4L 替换容器 带盖子聚碳酸材质
SS715	1L替换容器 带盖子SST材质
CAC69	耐热2L盖子
CAC15	带碳化轴承的道具组件,合成橡胶密封垫片
AD2	2L转接器

1L实验室组织捣碎机



800S/800G/800ES/800EG
 容量：1L/1.2L
 控制：单速 22000RPM
 底座：环氧树脂涂层
 容器：不锈钢容器，带把手，双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子 - 800S
 耐热玻璃容器，带把手，双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子 - 800G
 高度：35.5cm/40.5cm
 重量：3.8Kg/4.58Kg



8010S/8010G/8010ES/8010EG
 容量：1L/1.2L
 开关设置：双速.机械定时器.60秒
 底座：环氧树脂涂层
 容器：带把手的不锈钢和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8010S
 带把手的耐热玻璃和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8010G
 高度：38/40.5cm
 重量：4.3/5.2kg



8011S/8011G/8011ES/8011EG
 容量：1L/1.2L
 开关设置：双速
 底座：环氧树脂涂层
 容器：带把手的不锈钢和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8011S
 带把手的耐热玻璃和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-8011G
 高度：38/40.5cm
 重量：4.3/5.2kg



型号：LB20ES/LB20EG
 容量：1L/1.2L
 开关设置：速度可调0-20000rpm，用于混匀，搅拌，匀浆，或是均质
 底座：环氧树脂涂层
 容器：带把手的不锈钢和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-LB20ES
 带把手的耐热玻璃和两层聚乙烯和聚苯乙烯盖子-LB20EG
 高度：38/40.5cm
 重量：4.3/5.2kg

技术参数

货号	替换容器	电源要求	最大功率	电机、刀具	转速	CE认证
800S	S.S.CAC33	1.8A	0.4马力	标准	22000RPM	否
800G	Glass CAC32	1.8A	0.4马力	标准	22000RPM	否
800ES	S.S.CAC33	1.8A	0.4马力	标准	22000RPM	是
800EG	Glass CAC32	1.8A	0.4马力	标准	22000RPM	是
8010S	S.S.CAC33	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	否
8010G	Glass CAC32	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	否
8010ES	S.S.CAC33	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	是
8010EG	Glass CAC32	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	是
8011S	S.S.CAC33	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	否
8011G	Glass CAC32	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	否
8011ES	S.S.CAC33	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	是
8011EG	Glass CAC32	1.8A	0.4HP	标准	22000/18000	是
LB20ES	S.S.CAC33	1.5A	0.4HP	标准	22000/18000	是
LB20EG	Glass CAC32	1.5A	0.4HP	标准	22000/18000	是

1L实验室组织捣碎机配件



CAC32 1.2L玻璃容器
耐热玻璃，带把手，双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子



CAC33 1L不锈钢容器
不锈钢容器，带把手，双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子



CAC19 1.4L容器
聚碳酸酯容器，带盖子，道具等组件子



CAC64 500mL容器
500mL聚碳酸酯容器
旋盖，标准的捣碎机配件

危险品捣碎机及配件

当处理高温或易挥发的物质时，Waring可提供最优的安全性和值得信赖的性能。

危险场所专用捣碎机：（BHL240）独特的设计可防止电机发热产生电弧或点燃周围的挥发性气体。

防爆捣碎机：（707SB2）要求底座有压缩空气的传输进行降温，传输量不小于10SCFM，交换量10PSIG。



BHL240 危险品捣碎电机
容量：1L
开关设置：单速，可配双速开关
转速：18500RPM
底座：精巧的铝合金外层
容器：1L不锈钢容器，HL515 不锈钢
盖子可单独订购
电源：230V-50/60HZ-4.0A
高度：37.5cm
认证：通过UL认证（Class Group D）



707SB2 1.2L防爆捣碎机
容量：1.2L
开关设置：低-高
转速：18000-22000
电源：230V-50/60HZ-1.8A
底座：镀锌外层
马力：0.7HP
容器：耐热玻璃，带把手，双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子
高度：40.5cm



HL515
不锈钢容器，特殊的聚四氟乙烯密封盖
刀具配件，专用于BHL240
请注意：BHL240只有在配此容器的時候才能达到Class Group D级别



CAC32
耐热玻璃，带把手，双层聚乙烯和聚苯乙烯盖子 用于707SB2

组织捣碎机特殊容器和配件



SS110 粉碎机

- 不锈钢容器
- 不锈钢底座
- 医用级塑胶密封盖子
- 75g 干式容量
- 10S内将10个米粒大小的块状物粉碎成粉末物料
- 适用于所有1L Waring 组织捣碎机



SS115 干式粉碎容器

- 不锈钢容器，单层不锈钢盖子，带有圆头柄
- 不锈钢底座
- 独特的刀头，用于干式的均质和粉碎
- 大约500mL的工作容量
- 可应用转接器连接大马力电机粉碎难破碎的某些物质



SS510S 1L密封盖容器

- 不锈钢容器，环形密封垫片，保证盖子的密封性
- 两个螺口来固定盖子，保证密封
- 盖子上设有不锈钢栓孔用于取样
- 组件可进行高压消毒
- 适用于所有的1L Waring 组织捣碎机



SS515 1L不锈钢容器

- 1L不锈钢容器，单层不锈钢盖子
- 标准的刀具配件，带聚四氟乙烯垫片
- 适用于所有的1L Waring 组织捣碎机



SS610 1L不锈钢容器

- 容器杯与CAC333相同，盖子为单层不锈钢盖子，带有圆头柄
- 适用于所有的1L Waring 组织捣碎机



AS1 1L的防腐的分散容器

- 不锈钢容器，环形密封垫片，保证盖子的密封性聚四氟乙烯轴承
- 底部夹层，用于工作中水循环冷却



SS510C 带底部冷却功能的不锈钢容器

- 1L不锈钢容器
- 标配不锈钢盖子
- 适用于所有的1L Waring 组织捣碎机w



SS510F/SS610F 1L消泡配件

- 可调挡板，用于操作过程中泡沫的消除
- SS510F适用于SS515和SS510C
- SS610F适用于SS610和带把手的标准不锈钢容器
- 标配配有盖子和垫片



MCC3 带冷却夹套的小型不锈钢容器

- 50-250mL
- 弹性塑胶盖子



MC1-MC2-MC3 小型容器

- 不锈钢容器，底座，用于处理小容量样品
- 标准不锈钢刀头配件
- 医用级塑胶密封盖子
- 三种型号：MC1(12-37mL)MC2(37-110 mL) MC3 (50-250mL)



SS510T/SS610T 1L温度控制器

- 不锈钢螺管，由于1L不锈钢容器
- 配有盖子和垫片
- 在工作过程中水通过螺管内循环起到冷却控温作用
- SS510T适用于SS515和SS510C
- SS610T适用于SS610和标准的带把手1L不锈钢容器

带聚四氟乙烯垫片的刀具（用于小型容器）

- 501699 用于MC1
- 501700用于MC2
- 501701用于MC3