

Microfuge 16 台式微量离心机

Genomics
Proteomics
Cell Analysis
Centrifugation
Lab Tools
Bioseparation
Lab Automation
Particle Characterization

Microfuge 16提供快速的、
强大的微量离心功能。

设计精巧

- 超小体积设计，为紧凑空间量身定做，长、宽、高仅为266mm x 226mm x 176mm。
- 转头采用双排孔设计，每排孔与轴的角度不一样，保证两排离心管在相同转速运行时，最大离心加速度保持一致。
- 多种适配器可选择，分离的样品范围为0.2mL ~ 2.2mL。

运行高效

- 可在16,163xg (14,800rpm)的最大离心加速度下安静运行，快速分离核酸、蛋白和病毒等。
- 超快的加速/减速(13s / 11s)，大大缩短了运行时间。
- 每次最大的样品分离量为24 x 2.2mL。

使用安全

- 随机配备密封的定角转头，防止工作人员受样品污染。
- 采用无碳刷感应电机，免维护，使用寿命长。
- 所有转头都可高温消毒，保证离心环境的安全整洁。

只需订一个货号，就已经包
括Microfuge 16与24孔转头

订货信息

仪器	货号
Microfuge 16主机，带FX241.5P定角转头 (220-240V, 50/60 Hz) (with cc power cord set)	A58837
Microfuge 16主机 (220-240 V, 50/60 Hz)	A46473

转头	货号	最大转速 (rpm)	最大相对离心力 (xg)	最大加/减速 (s)	体积 (mL)
FX241.5P定角转头	A46475	14,800	16,163	13/11	24x1.5/2.2
FX121.5P定角转头	A46476	14,800	15,183	20/14	12x1.5/2.2
转头盖	A46477				

适配器	货号
0.25/0.40mL微量管适配器	361247
0.50/0.60/0.75mL PCR管适配器	364690
0.20mL PCR管适配器	392294

技术参数

最高转速	: 14,800 rpm
最大相对离心力	: 16,163 xg
最大容量	: 24 x 2.2 mL
最快的加/减速时间	: 13/11(s)
运行时间	: 99分钟59秒(1秒步进)，并有连续离心和瞬时离心模式
驱动部	: 无碳刷感应电机
转头盖关闭	: 自动关闭和摩擦锁定
噪音	: <60dBA
体积(长x宽x高)	: 266mm x 226mm x 176mm
主机重量	: 5.4Kgs



欢迎访问我公司网站www.beckmancoulter.com.cn，详细情况请致电或垂询：

贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司

地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1201室 邮编：200122
电话：021-3865 1000 传真：021-5830 6850

电邮：beckmancoulter_hk@beckman.com
网址：www.beckmancoulter.com
www.beckmancoulter.com.cn

或联系我司各地分公司：
北京分公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街甲24号
东海中心12层1203-1209室
电话：010-6521 3000
传真：010-6515 6025
邮编：100004

广州分公司
地址：广州市天河区林和中路8号
海航大厦22楼02-04单元
电话：020-8518 7188
传真：020-8518 7199
邮编：510610

福州分公司
地址：福州市五四路137号
信和广场1206室
电话：0591-8850 5800
传真：0591-8850 5811
邮编：350003

其他城市联络电话/传真：

成都 电话：028-8621 0135 传真：028-8621 0032	武汉 电话：027-8773 9455 传真：027-8773 9422	哈尔滨 电话：0451-5555 0637 传真：0451-5555 0635	西安 电话：029-8833 7440 传真：029-8833 7425	青岛 电话：0532-8090 9100 传真：0532-8090 9102	南京 电话：025-6667 6033 传真：025-6667 6038	杭州 电话：0571-2819 8800 传真：0571-2819 8818	郑州 电话：0371-5563 7430 传真：0371-5563 7431
---	---	--	---	---	---	---	---

