



适合溶剂

分液器
FORTUNA®



FORTUNA® OPTIFIX® SOLVENT

公司在手动瓶口分液器方面有多年的生产经验,使用方便,安全,精确,是实验室不可缺少的仪器.如果您寻找溶剂分液器,那么OPTIFIX® SOLVENT是您最佳选择.

OPTIFIX® SOLVENT

- 适合溶剂
- 有 H-品质认证(德国计量标准),单个标号
- 按照DIN EN ISO 9001 标准生产
- 只使用高质量材料
- 精确玻璃活塞
- 精确的分注筒,过程可见
- 带刻度调节系统的 PP手指保护盖, 刻度标志清晰 并经激光处理永不变化, 适合左/右手使用
- 阀门块, 完美的功能 100 % 密闭, 无易锈的金属弹簧部件
- 固定转接头: PP材质, 白色, 容量至10 ml, 高密度PP 从容量30ml起





FORTUNA® OPTIFIX® SOLVENT, 瓶口分液器:

螺口 GL32, 两个 PP转接头 40 + 45, 1 个 PTFE吸管, 包装单位 1个/包

体积	刻度	正确度	偏差	货物编码
0,4 - 2 ml	0,1 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0,2 \%$	101.081-27
1 - 5 ml	0,1 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0,2 \%$	101.081-33
2 - 10 ml	0,2 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0,2 \%$	101.081-38
6 - 30 ml	0,5 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0,2 \%$	101.081-44
10 - 50 ml	1,0 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0,2 \%$	101.081-48
20 - 100 ml	2,0 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0,2 \%$	101.081-51
40 - 200 ml	5,0 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0,2 \%$	101.081-53
60 - 300 ml*	5,0 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0,2 \%$	101.081-56
100 - 500 ml*	5,0 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0,2 \%$	101.081-58

*in Ergänzung zur ISO 8655


Poulten & Graf Ltd.



FORTUNA®

Peak Works, 1 Alfreds Way
Barking, Essex, IG11 0AS, UK
Tel.: +44 (0)20 8594 4256
Fax: +44 (0)20 8594 8419
<http://www.poulten-graf.com>
e-mail: VOLAC@poulten-graf.com

Poulten & Graf GmbH



FORTUNA®

P.O. Box 1352
97863 Wertheim / Germany
Tel.: +49 9342 9229-0
Fax: +49 9342 9229-80
<http://www.poulten-graf.com>
e-mail: FORTUNA@poulten-graf.com