

中国领先的进口光学精密仪器旗舰型服务商

Shanghai, Tianjin, Shenzhen, Hongkong, Cover business all of China

服务：孚光精仪（香港）有限公司 进口：众邦企业（天津）国际贸易公司

电话：4006-118-227 022-2705 6775

Email: optikschina@gmail.com info@felles-photonic.com

网址：www.fellessoptik.com www.felles-photonic.com(光学精密仪器)

www.felleschina.com (生物光子学和实验室仪器)

进口斑点切取系统

进口斑点切取系统,斑点切取系统由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售！孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询！

孚光精仪 www.felleschina.com

进口斑点切取系统是新一代蛋白质组学工作站，能够自动提取 2D 电泳选择的蛋白质点

斑点切取系统配有荧光探测单元，为实验分析提供极大的灵活性，准确性和可靠性保障，同时又节省空间

进口斑点切取系统提供两种尺寸的：33x28cm 和 20x20cm

斑点切取系统两种型号都把蛋白质组学的分析工作三步（图像采集，选择和提取）合成到这个抽取仪中完成，大大提供工作效率

全自动斑点切取系统能够容纳的凝胶尺寸和采样面积分别是：

斑点切取系统大型： 容纳凝胶尺寸 325x235mm 采样面积 285x205mm

进口斑点切取系统小型： 容纳凝胶尺寸 280x220mm 采样面积 150x190mm

进口斑点切取系统使用高分辨率的数字 CCD 相机拍摄二位凝胶图像，该相机具有二阶 Peltier 制冷功能，能够保障长时间工作

更多进口斑点切取系统,斑点切取系统请浏览网页：<http://www.felleschina.com/gallery-65.html>

Email: info@felles-photonic.com 或 optikschina@gmail.com

Tel:4006-118-227, 021-51877350, 022-27056775

进口斑点切取系统特色：

斑点切取系统能够同时向下移动探针，并且做到移动速度符合蛋白质点吸引力,如果凝胶质量较高，抽取出来的蛋白质点的圆柱形状不会被破坏。

进口斑点切取系统而 GLP 地整个成像过程进行确认，从而可以做到提取过程的追踪

该斑点切取系统系统配备的闭光外壳还能帮组探测荧光染料

进口斑点切取系统凝胶支撑面被光照明也可以被冷却以避免凝胶的变形

进口斑点切取系统技术参数

斑点切取系统在线成像和采样单元适用于 96 孔或 384 孔酶标板

进口斑点切取系统工作速度：低于 20 分钟内提取 96 蛋白质点

斑点切取系统高分辨率 CCD 相机空间分辨率最低 350 万像素

进口斑点切取系统闭光外壳用于探测荧光染料

斑点切取系统尺寸： 104x65x81cm (WxDxH)和 81x59x81cm(WxDxH)两种型

进口斑点切取系统微型相机控制和定位提取单元的 x 和 y 轴

斑点切取系统配备标定板用于调节相机和提取单元

进口斑点切取系统高性能计算机控制整个系统工作

进口斑点切取系统高级软件自动探测相关蛋白质点，并且比较不同凝胶，创建抽取列表

进口斑点切取系统是新一代蛋白质斑点切取系统,能够自动提取蛋白质点,全自动斑点切取系统配有荧光探测单元,具有荧光扫描系统功能

