

LA-pH10 实验室pH计

贴心设计，品质之选

LA-pH10 实验室pH计

LA系列实验室pH计是哈希公司继全数字HQd系列和模拟信号sensiION+系列后推出的高品质基础型台式仪表系列产品，可满足中小工业企业，污水厂，自来水厂及教学等领域测量pH基本需要。该系列产品根据用户在测量过程中的使用习惯和常见困难进行特别创新，帮助用户更快捷、方便地进行测量，是目前最具性价比的国际品牌产品。



特性和优点

◆ 3A创新设计，细节体现专业：

- Assistive Bar：进度条显示读数过程，数据稳定时自动锁定，并有提示音。帮助用户快速读数，避免猜测结果和读数因人而异。

- Assistive Pad：抽屉式简要说明，快速帮助校准和测量，避免错误操作。



- Assistive Tube：易用的pH电极保护套及相应的安放位置，确保电极妥善储存，延长使用寿命，保证测量准确，同时保持实验台整洁。



- ◆ 全中文界面，仅四按键完成所有操作，使得测量更方便
- ◆ 可选择3种缓冲液类型，满足不同需要。默认中国国标标液（b1），方便使用
- ◆ pH电极采用单球泡3合1设计，坚固耐用且易清洗
- ◆ 示值误差小，重复性高
- ◆ 人体工程学设计，使用舒适
- ◆ 大屏幕高清显示，读数方便
- ◆ 电极支架可调节高度和转向，便于使用
- ◆ 读数锁定有提示音，提醒数据的及时记录，避免误记录
- ◆ 800/400客户呼叫中心，快速专业的服务响应
- ◆ 哈希水质分析第一品牌，专业可靠，全球领先



Be Right™

技术指标

规格	详细说明
测量范围	pH: 0.00 - 14.00; mV: -1999 mV - 1999 mV; 温度: 0°C - 100°C
分辨率	pH: 0.01; mV: 1mV; 温度: 0.1°C
测量误差	pH: ±0.01; mV: ±1mV; 温度: ±0.5°C
准确度等级	0.01
零电位	7±0.25pH (15mV)
斜率	≥95%
内阻	≤250MΩ
环境温度	5 - 40°C
操作湿度	<80%
pH输入	BNC接头 (阻抗>10 ¹² Ω)
温度输入	NTC 30kΩ RCA探头
显示屏	LCD
键盘	PET, 经防护处理
尺寸	175×201×62.5 mm
重量	约760g
仪表外壳	IP42
电源要求 (外部)	(220±22) V / (50±1) Hz
仪表保护等级	II级

订购指南

订货号	描述
LAPH10KIT	LA-pH10套装, 含LAPH301三合一pH电极
LAPH301	LAPH301三合一pH电极, 可同时测量温度, 1m线缆
2770020	pH值为4.01的Singlet™缓冲溶液, 20包
2770120	pH值为7.00的Singlet™缓冲溶液, 20包
2770220	pH值为10.01的Singlet™缓冲溶液, 20包
2283449	pH 4.01颜色编码为红色 (NIST), 500mL
2283549	pH 7.00颜色编码为红色 (NIST), 500mL
2283649	pH 10.01颜色编码为红色 (NIST), 500mL
2964349	胃蛋白酶清洗液
2965249	电极清洗液
1481253	0.1 N HCl溶液
2378900	酒精, 95% (油脂、油、脂肪)

哈希公司中国联系地址:

中文网址: www.hach.com.cn

客户热线电话: 800-840-6026
400-686-8899

北京办事处

北京市建国门外大街22号赛特大厦2301室
邮编: 100004
电话: 010-65150290
传真: 010-65150399

上海办事处

上海市临虹路280弄6号3层
邮编: 200335
电话: 021-61286300
传真: 021-61286333

广州办事处

广州市体育西路109号高盛大厦15楼B2座
邮编: 510620
电话: 020-22220800
传真: 020-22646069

重庆办事处

重庆市渝北区北部新区星光大道62号海王星科技大厦B区6楼3号
邮编: 401121
电话: 023-86859655
传真: 023-86859699

西安联络处

西安市南二环西段100号金叶现代之窗10楼107号
邮编: 710065
电话: 029-88376473
传真: 029-88376124

沈阳联络处

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座1301室
邮编: 110003
电话: 024-22813668/9/0
传真: 024-22813667

武汉联络处

电话: 027-85743557

南京联络处

电话: 025-84731284

深圳联络处

电话: 0755-83680791

济南联络处

电话: 0531-86077656

乌鲁木齐联络处

电话: 0991-3858462

成都联络处

电话: 028-65304863

天津联络处

电话: 022-27552526



Be Right™