

# 日本 KEM 产品

## 便携式 折射仪/糖度计

### Portable Refractometer/Brix Meter



仪器特点：

1. 宽阔的测定范围：折射率：1.3200 ~ 1.5000 nD，糖度 (Brix)：0 ~ 85%。
2. 可储存 1100 组测定结果。
3. 可由红外线传输数据至计算机。
4. 可显示折射率，温度补偿后折射率，糖度 (Brix) 等。
5. 自动储存数据，自动数据输出。
6. 三种糖度转换表，包括 Brix，HFCS42 和 HFCS55。
7. 数据可转换成浓度。

RA-130

型号和名称	RA-130 便携式折射仪/糖度计
测定方式	光折射临界检出 测定光波长 Na-D 线
测量范围	nD : 1.3200 – 1.5000 (折射率) Brix : 0 – 85% (糖度) HFCS42 : 0 – 76% (果糖浓度) HFCS55 : 0 – 80% (果糖浓度)
测量准确度	nD : $\pm 0.0005$ (折射率) Brix : $\pm 0.2\%$ (糖度) HFCS42/55 : $\pm 0.2\%$ (果糖浓度)
测量分辨率	nD : 0.0001 (折射率) Brix : 0.1% (糖度) HFCS42/55 : 0.1% (果糖浓度)
温度范围	10 - 40°C
显示项目	折射率，温度补偿折射率，糖度，HFCS42，HFCS55 和温度 试样编号，数据储存，数据输出，数据删除，电池警告和寿命
温度补偿	可输入 10 种温度补偿系数
数据储存	可记忆 1100 个样品值
输出	红外线输出到计算机

应用范围:

1. 化学工业：石化，化学，制药，化妆品，清洁品，涂料。
2. 食品工业：食品，饮料，香料，乳品，油脂，调味品，酒类，酱料。
3. 电子工业：电子，电镀，蚀刻，半导体，光电，电池，电容，电器。
4. 电机，机械，纺织，金属，生化，光学，环保，学术。

## 上海今昊科学仪器有限公司

# Shanghai JinHao Scientific Instruments Co., Ltd.

### 总部

地址：上海博华路 980 弄 25 号 602 室

邮编：201204

电话：021-20230210

传真：021-20230210

Email: [jojoanswer@hotmail.com](mailto:jojoanswer@hotmail.com)

### Head Office:

Unit.25,Rm.602, Bohua Road 980, Shanghai 201204, China

Tel : 021-20230210

Fax: 021-20230210

Email: [jojoanswer@hotmail.com](mailto:jojoanswer@hotmail.com)

公司网址: <http://www.chemyiqi.com/>

[www.chem17.com/st23532](http://www.chem17.com/st23532)

[www.instrument.com.cn/netshow/SH100843/](http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100843/)