

## 样品均质器

BagSystem 系列食品和固体样品均质仪及其附件 Model BagSystem Series Mixers and Accessories

BagMixer 实验室样品混合均质的最佳工具



BagMixer 系统使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单，只需将样品和稀释液加入到无菌的 BagFilter 样品袋中，然后将样品袋放入 BagMixer 中，关上门即开始和完成样品的处理。

BagMixer 系统有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品，确保无菌袋中混合全部的样品具有充分的代表性。BagMixer 系统减少了样品的处理和准备时间，通常 30-60 秒的处理时间是充分的。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析，没有样品的变化和交叉污染的危险。BagMixer 系统提供多种标准模式，几乎包含分析和研究的所有领域。



优点:

- 安静和容易操作
- 全部不锈钢系统
- 可拆卸和调整的搅拌器
- 可调整的均质时间
- 固定的或可变的均质速度
- 渐进式均质，卓越的细胞保护
- 无菌一次性滤袋，保证卫生和安全
- 全开启式门，易于清洗
- 水密双层安全门
- 玻璃透明窗口易于观察 (W 型 )
- 样品与均质仪无接触，不需要进行系统清洗
- 废液槽以防止样品袋泄漏
- 温度控制模式 ( 选择件 )



型 号： BagMixer 100 型 ， 包 括 W 型 ( 玻 璃 门 ) 和 P 型 ( 钢 门 )

应用领域： 食品、药品、临床和兽医学分析 ( 组织、器官和粪便等 ) 、 分子生物学 ( 蛋白 / 脂肪 /DNA 等等 ) 、 毒素检测、 HPLC 、 GC-MS 等等

有效容积： 5-100ml

时间范围： 10-360 秒或连续运转

可变速度： 6-9 次挤压 / 秒

外观尺寸： 35x16x16cm

主机重量： 8Kg

电源要求： 220V/50Hz



上海纳诺仪器有限公司  
Shanghai Nano Instrument Co., Ltd.

#### 上海总部

地址：上海市闵行区莲花南路1388弄8号1503室  
电话：021-60900829 60900830 61131051  
邮箱：info@nano-instru.com  
传真：021-61131052  
邮编：201108

#### 浙江办事处

地址：浙江杭州市莫干山路425号瑞祺大厦814室  
电话：0571-81954578 13107706400  
邮箱：sales@nano-instru.com  
传真：0571-81954579