



法国 Scan 500 型自动影像菌落计数仪

全自动计数 —— 界面友好 —— 结果可靠



436-000
Scan 500 型自动影像菌落计数仪

自动影像分析菌落计数仪广泛应用于食品和饮料的品质和卫生检验、水质分析、乳及乳制品的检测、医院临床检验、化妆品检验和药品的品质和质量检测等等，适用于对微生物的菌落计数和计算、抗生素的抗菌性测试和菌种筛选等，是现代微生物检测实验室先进和高效的菌落计数器。

- ✓ 一键操作
- ✓ 亮度、对比度和灵敏度由软件自动优化
- ✓ 一个游标优化计数条件
- ✓ 自动分离成群的菌落
- ✓ 可进行抑菌圈测试
- ✓ 一个窗口处理所有功能
- ✓ 自动校正所有来自平皿的影响，适合于所有的培养基
- ✓ 不需要专门的培训即可掌握
- ✓ 输出 Excel 电子表格格式
- ✓ 可应用平皿快速扫描

技术指标

● CCD 彩色数码摄像头	● 仅用一个游标即可优化计数条件
● 摄像头分辨率：640 x 480 pixels	● 适用于倾倒、涂布和旋转接种的平皿
● 采用长寿命的 LED 光源	● 自动计数结果计算
● 不锈钢外壳，便于清洁	● 包括光源和背景颜色的 6 种组合形式，即：透射光(下部光源)和投射光(上部光源)设计亮视野和暗视野背景测试平台设计
● 集成小型化，仅 24cm 宽	● 多边形去除区域设定
● 英语/法语等多语言操作环境	● 最小菌落计数规格：<0.1mm
● 支持 Windows XP 软件操作平台	● 抑菌圈测定分辨率：<0.05mm
● 电源：220V/110V，50/60Hz	
● ISO 9001:2000，CE 认证	

可视窗口
所有检测到的菌落均被红十字标记

前置设定条件
设定和记录

仅用一个游标
优化计数条件

一键处理所有参数

一键启动计数开始

去除区设定

计数结果表
所有先前测定的
结果均可再次计数



上海纳诺仪器有限公司
Shanghai Nano Instrument Co., Ltd.

上海总部

地址：上海市闵行区莲花南路1388弄8号1503室
电话：021-60900829 60900830 61131051
邮箱：info@nano-instru.com
传真：021-61131052
邮编：201108

浙江办事处

地址：浙江杭州市莫干山路425号瑞祺大厦814室
电话：0571-81954578 13107706400
邮箱：sales@nano-instru.com
传真：0571-81954579