

# BagMi xer® 100 型均质器系列产品

Mini Mix® 100 型均质器主要用于拍打小尺寸的样品。

借助于可调节的叶片系统，您可以获得一个精确、高效的均质结果。



## 产品应用领域

- 小尺寸样品
- 兽医（活组织切片检查、器官组织等）
- 食品微生物（疯牛病测试等等）
- 分子萃取（蛋白质、脂质、DNA……）
- 临床、医药
- 毒素研究（高性能液体色谱、气相色谱-质谱）



Mini Mix® 100 VP 型均质仪



Mini Mix® 100 CC®

- 可调节的拍打速度（每秒 6 至 9 次的拍打速度）
- 可调节拍打时间（10 秒至 360 秒，或开路运行）
- 可调节的拍打力度
- 同样适用于 Cool Mi x®型产品（制冷/加热门——温度从零下 15 摄氏度至零上 80 摄氏度）
- 可视窗门
- 多功能数字面板
- 固定拍打速度（每秒 6 至 9 次的拍打速度）
- 可调节的拍打时间（10 秒至 360 秒，或开路运行）
- 可调节的拍打力度
- 带有清晰指示的可变拍打力度
- 安全可靠的滴水盘

Click & Clean®（轻轻单击，移除叶片）

通过国际专利认证

- ✓ 运行安静
- ✓ 操作简单
- ✓ 最理想的萃取方法
- ✓ 不易破损的可视窗门
- ✓ 对减震器承诺终生质量保证
- ✓ 全体不锈钢材质
- ✓ 可视窗门可旋转到 270 度
- ✓ 清洗简单

## 技术规范（说明）

Mini Mix® 100	VP	CC®
允许容量	5 毫升至 80 毫升	5 毫升至 80 毫升
电源	220/110 伏—50/60 赫兹	220/110 伏—50/60 赫兹

MiniMix <sup>®</sup> 100	VP	CC <sup>®</sup>
尺寸（长 x 宽 x 高）	35x20x20 厘米	35x20x20 厘米
产品重量	9 公斤	13 公斤
产品编号	011 230	013 230

#### 上海总部

地址：上海市闵行区莲花南路1388弄8号1503室  
电话：021-60900829 60900830 61131051  
邮箱：info@nano-instru.com  
传真：021-61131052  
邮编：201108

#### 浙江办事处

地址：浙江杭州市莫干山路425号瑞祺大厦814室  
电话：0571-81954578 13107706400  
邮箱：sales@nano-instru.com  
传真：0571-81954579