

## BagMi xer® 400 型均质器系列产品

作为该领域内全球最畅销产品，BagMi xer® 400 型均质器是一款功能强大、操作简单、通过配备一个过滤袋，用户无须担心会发生交叉污染之类的现象：拍打结果极其精确、可靠和迅捷。此款产品适合任何形式的操作，它是进行微生物实验分析的理想工具。



通过国际专利认证

### 产品应用领域

- 食品、医药、临床、兽医和环境分析



BagMi xer® 400 P



BagMi xer® 400 W



### 实验室必备产品

- 固定拍打速度（每秒 8 次的拍打速度）
- 可调节拍打时间（30 秒至 210 秒，或开路运行）
- 同样适用于 Cool Mi x® 型产品（制冷/加热门——温度从零下 15 摄氏度至零上 80 摄氏度）

### 性能优异

- 可视窗门
- 固定拍打速度（每秒 8 次的拍打速度）
- 可调节拍打时间（30 秒至 210 秒，或开路运行）
- 安全可靠的滴水盘



BagMi xer® 400 VW



BagMi xer® 400 CC®

操作舒适、拍打精确

Click & Clean® (轻轻单击，移除叶

- ✓ 运行安静
- ✓ 最理想的萃取方法
- ✓ 不易破损的可视窗
- ✓ 对减震器承诺终生质量保证
- ✓ 全体不锈钢材质
- ✓ 可视窗门可旋转到 270 度

- 可视窗门
- 可调节拍打速度  
(每秒 6 至 9 次的拍打速度)
- 可调节拍打时间  
(10 秒至 360 秒, 或开路运行)
- 可调节的拍打力度  
(可调节的叶片)
- 安全可靠的滴水盘

片)

- 可视窗门
- 多功能数字面板
- 可调节拍打速度  
(每秒 4 至 10 次的拍打速度)
- 可调节拍打时间  
(1 秒至 1 小时, 或开路运行/倒计时)
- 带有清晰指示的可调节拍打力度
- 拍击与清洗系统(可移除的叶片)
- 安全可靠的滴水盘

✓ 清洗简单

### 技术规范 (说明)

| BagMi xer® 400 | P                    | W                    | VW                   | CC®                  |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 允许容量           | 50 毫升至 400 毫升        | 50 毫升至 400 毫升        | 50 毫升至 400 毫升        | 50 毫升至 400 毫升        |
| 电源             | 220/110 伏 — 50/60 赫兹 | 220/110 伏 — 50/60 赫兹 | 220/110 伏 — 50/60 赫兹 | 220/110 伏 — 50/60 赫兹 |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 39x26x29 厘米          | 39x26x29 厘米          | 42x26x29 厘米          | 42x26x26.5 厘米        |
| 产品重量           | 16.5 公斤              | 16.5 公斤              | 16.5 公斤              | 16.5 公斤              |
| 产品编号           | 021 230              | 022 230              | 023 230              | 024 230              |



#### 上海总部

地址: 上海市闵行区莲花南路1388弄8号1503室  
 电话: 021-60900829 60900830 61131051  
 邮箱: info@nano-instru.com  
 传真: 021-61131052  
 邮编: 201108

#### 浙江办事处

地址: 浙江杭州市莫干山路425号瑞祺大厦814室  
 电话: 0571-81954578 13107706400  
 邮箱: sales@nano-instru.com  
 传真: 0571-81954579

网址: <http://nanoinstru.instrument.com.cn> <http://www.nano-instru.com>