

# JumboMi x<sup>®</sup> 3500 型均质器系列产品

通过国际专利认证

JumboMi x<sup>®</sup> 3500 均质仪主要对大体积样品进行快速且无菌式的均质操作，它适用于多个研究领域。

## 产品应用领域

- 大尺寸样品
- 食品微生物
- 对一次性用品进行无菌检测
- 对猪肉进行毛线虫检测
- 对纤维制品进行微生物/化学残渣检测

- 工业混合（粉末、聚合物等等）
- 通过对颗粒实施微观分析/评估饮用水风险
- 对含有大容积滤水器和纤维的样品进行均质操作（从滤水器中萃取隐性芽胞虫菌和贾第鞭毛虫属寄生虫）



JumboMi x<sup>®</sup> 3500 VP

## 型均质仪

- 可调节速度（每秒 3 至 7 次的拍打速度）
- 可调节拍打时间（30 秒至 210 秒，或开路运行）
- 可调节的拍打力度（可调节的叶片）



JumboMi x<sup>®</sup> 3500 WarmMi x<sup>®</sup>

## 专门用于检测毛线虫

- 可调整的加热门（温度从零上 20 摄氏度至零上 50 摄氏度）
- 可调节的拍打速度（秒 3 至 7 次的拍打速度）
- 可调节的拍打时间（30 秒至 210 秒，或开路运行）
- 可调节的拍打力度（可调节的叶片）
- 安全可靠的滴水盘



数字化面板、操控简单

新品



- ✓ 运行安静
- ✓ 可调节的叶片、最理想的萃取结果
- ✓ 不易破损的室窗
- ✓ 对减震器承诺终生质量保证
- ✓ 全不锈钢材质
- ✓ 可视窗门可旋转到 270 度
- ✓ 清洗简单

## JumboMi x<sup>®</sup> 3500 VW



### 拍打精确

- 可视窗门
- 可调节的拍打速度（每秒 3 至 7 次的拍打速度）
- 可调节的拍打时间（30 秒至 210 秒，或开路运行）
- 可调节的拍打力度（可调节的叶片）
- 安全可靠的滴水盘

### 技术规范（说明）

JumboMi x <sup>®</sup> 3500	VP	VW	WarmMi x <sup>®</sup>
允许容量	200 毫升至 3500 毫升	200 毫升至 3500 毫升	200 毫升至 3500 毫升
电源	220/110 伏—50/60 赫兹	220/110 伏—50/60 赫兹	220/110 伏—50/60 赫兹
尺寸（长 x 宽 x 高）	45x57x40 厘米	45x57x40 厘米	45x57x41 厘米
产品重量	58 公斤	58 公斤	58 公斤
产品编号	031 230	032 230	033 230



**纳诺仪器**  
nano instrument

上海纳诺仪器有限公司  
Shanghai Nano Instrument Co., Ltd.

#### 上海总部

地址：上海市闵行区莲花南路1388弄8号1503室  
电话：021-60900829 60900830 61131051  
邮箱：info@nano-instru.com  
传真：021-61131052  
邮编：201108

#### 浙江办事处

地址：浙江杭州市莫干山路425号瑞祺大厦814室  
电话：0571-81954578 13107706400  
邮箱：sales@nano-instru.com  
传真：0571-81954579



网址：<http://nanoinstru.instrument.com.cn> <http://www.nano-instru.com>