

# Br Barnstead Thermolyne **FURNACES**

## 桌面式马弗炉



F47900 和 F48000 系列

# CE GR







- F48020-33型提供350立方英寸的加热区: 自带陶瓷搁板(SH408X1). 使炉内装样品容量加倍
- 二个外盘管加热元件位于炉腔两侧,确保了快速加热,温度梯度最小
- 炉腔四周采用高热效的陶瓷绝热材料, 可实现最高能效
- 炉腔后部带有直径为0.95厘米的端口,用于使用独立的测量装置 监控炉腔温度
- 配套有电源线

#### 运行

- 内置的通风口可排出有害的污染物和湿气;延长元件和设备的使用寿命
- B1控制器:数字式单点温度设定值控制器,可用于设置一组升温速度和 持续时间. 单个显示屏显示实际温度值或设定值. 使用该控制器的炉子 也使用机械式超温保护继电器.

### 安全性

<del>→</del> □ +□ <del>+</del>⁄2

240V 50/60Hz

- 炉门安全开关, 打开炉门时即可切断加热元件的电源, 从而保护操作员.
- 热电偶断路保护装置可切断加热元件的电源, 停止热电偶加热.

1560

柏胶豆士士小

## 适用于普通实验室使用的 完美系统!

• 最高温度: 1200℃

• 容量: 350立方英寸(5.8公升)

• 内置诵风口



SH480X1 - 陶瓷搁板

## 应用

- 重量分析
- 烧结
- 定量分析

炉腔容量 立方英寸 (公升) 350 (5.8)

• 热处理

) 口及2011年	英寸(cm)			英寸(cm)			
型号	W	Н	D	W	Н	D	
F48020-33	7 (18)	5 (13)	10 (25)	13.3 (34)	19 (49)	19.5 (50)	
				使用温度范围			
电压	安培	功率		° C		° F	

RMB 19,800. -(特价, 限量供应)



6. 5

球兴科仪国际贸易(上海)有限公司 KOU HING HONG SCIENTIFIC SUPPLIES (SHANGHAI) LTD.

212 - 2192

敕休豆士士小

(852) 2391 7783 上海(021) 5854 0660 厦门(0592) 2187 237 广州 (020) 3766 3378 北京 (010) 8262 5269 网址 www.kouhing.com

100 - 1200