



易于操作 快速精确 体积小

只需按两个键即可完成稀释步骤
分注功能
自动校准
自动记忆样品袋重量
固定支持结构,无机械部件
由微处理机控制


技术规格

- * 稀释时间 : < 20 秒 : 250ml
- * 稀释倍数 : 1/2 - 1/99
- * 精确度 : < 0.1g 样品重量
> 99%: 大量液体分注
(样品重量 > 1g)
- * 最大重量: 1000 g
- * 液体分注: 精确度 0.1 g
- * 输出: 具有 RS-232 打印或 LIMS 输出接口
- 参数: 泵选择、样品重量、总重量、稀释倍数、稀释或液体分注精确度
- 不锈钢制,易于清洗
- * 尺寸: 35 *25*16 厘米 净重 : 8 公斤
- * 电源: 220V / 110V - 50 Hz / 60 Hz

BabyGravimat® 同时配有

管状支持臂 / 1 或 2 个抽液(泵)/bagopen® 400 开袋器 / 每个泵两个分注组件 / CD-ROM / 电源线 / 使用手册 / 无菌袋 BagFilterP® 400, BagPage® + 400, 无菌过滤袋 BagPage® R

多功能荧幕



稀释系数或将被分注液体重量的调整

液(泵)选择

功能选择: 稀释或分注

精确度

自动校准



可选件



- 分注平台
- 可灭菌瓶
- 票据打印机(附带粘贴标签纸)
- 校准 Cofrac 重量(500g)-F1
- 悬挂含有稀释液袋的架
- 可调整型臂

消耗品

- 分注组件 - 空气过滤器
- 硅胶管 - 打印标签纸
- 无菌过滤袋:
BagFilter®, BagPage® +, BagPage® R

您可以索要完整的消耗品清单 : +33 (0)1 34 62 43 03

BabyGravimat® 稀释

- 报价
- 演示

- BagFilter® 过滤袋
- BagMixer® 均质器
- BagTools® 附件
- BagSystem® 方法
- Spiral® 接种仪
- 其它

姓名
公司
地址

邮政编码
电话
电子邮件

国家
传真
网址

经销商