



M.M.C. International B.V.

簡單、安全、可靠、經濟

您緝毒工作的友好伙伴



www.narcotictests.com

MMC毒品檢驗組

簡單、安全、可靠、經濟的毒品檢測



法事毒品檢驗組

- 150個毒品鑒定試劑
- 30個毒品前體檢測試劑
- 10塊可卡因尋蹤巾
- 25個尿液藥品測試條（安非他命）
- 25個尿液藥品測試條（麻醉劑）
- 25個尿液藥品測試條（可卡因）
- 3個多功能尿液藥品測試卡（10種藥品）
- 2個多功能尿液藥品測試卡（6種藥品）
- 2個尿液測試條（酒精）
- 1個PH測試紙（5米）PH1-14
- 使用指南
- 刮刀
- 標籤
- 小型吸管/2個大吸管
- 30個塑膠證據袋
- 1個SS刮刀（大號）
- 2個小型塑膠盒
- 1個便攜多功能工具（大號）
- 1把剪刀
- 1把鑷子
- 微型Maglite燈
- 帶嵌入式燈的微型放大鏡
- 小型銅刷
- 2個小型手鑽（取樣用）
- 1副乳膠手套
- 耐久標示物
- 1個量筒（25ml）
- 棉簽
- 1個帶計算器的袖珍秤
- 3個空塑膠取樣試管
- 10條清潔巾
- 1個書寫板
- 1盤測量帶（3公尺）
- 毒品檢測說明光碟



高質量手提箱

藥品識別專家組



- 150個毒品鑒定試劑
- 30個前體檢測試劑
- 10條可卡因尋蹤巾
- 使用指南
- 2個小型塑膠盒
- 1個便攜多功能工具（大號）
- 1把剪刀
- 1把鑷子
- 標籤
- 刮刀
- 小型吸管和2個大吸管
- 30個證據袋
- 1個小型Maglite燈
- 1個帶嵌入式燈的微型放大鏡
- 1個微型銅刷
- 2個小型手鑽（Fret品牌）（取樣用）
- 1個帶計算器的袖珍秤
- 1副乳膠手套
- 1個耐久標籤
- 棉簽
- 毒品檢測說明光碟



現場檢測組



現場檢驗套件

- 60個針劑
- 1個微型工具
- 1把剪刀
- 1把鑷子
- 使用指南
- 標籤
- 刮刀
- 小型吸管
- 10個證據袋




集會用毒品檢驗組

- 80個針劑
- 10塊可卡因尋蹤巾
- 1副乳膠手套
- 1把剪刀
- 1把鑷子
- 使用指南
- 標籤和標識物
- 刮刀
- 小型吸管
- 10個證據袋

- 長x寬x高（mm）
- F.N.T. 套裝 466x388x190
 - D.R.E. 套裝 410x315x165
 - F.T.C. 套裝 275x220x90
 - F.T.K. 套裝 257x173x80
 - P.N.T. 套裝 275x220x90
- 可以根據藥品測試盒子型號自己配套

試劑種類



罌粟碱、海洛因、安非他命、甲基苯丙胺、杜冷丁和黑海洛因的一般性推定試劑



古柯鹼和快克試劑



大麻製品試劑



搖頭丸、甲基苯丙胺和MDMA (安非他命) 試劑



Gamma-Butyrolactone前體試劑



麥角酸二乙胺試劑(迷幻藥)



Gamma Hydroxy Butyrate試劑



海洛因試劑，檢驗所有海洛因類



區分嗎啡和海洛因試劑



歐克西克錠試劑 (Oxycontin) (迷幻藥)



安眠酮試劑(鎮定劑)

優點：

- 不需要危險液體試劑
- 安全易用
- 不需要酸性中和劑
- 不污染環境
- 一步到位式測試 (只需一隻針劑)
- 好操作
- 高可靠性和穩定性
- 精確而靈敏
- 經濟實惠
- 測試液體麻醉劑簡單易用



試劑種類



麻醉劑生物鹼、海洛因、嗎啡及
不知名化合物試劑



美沙酮試劑(陣痛藥)



HCL丁丙諾啡試劑(Subutex牌)
(中樞神經止痛藥)



興奮劑結晶/合成迷幻藥/
甲基苯丙胺/搖頭丸試劑



戊唑辛試劑 (Talwin和Talacen牌)
(速賜康)



BMK和PMK的前體試劑
(製造冰毒和搖頭丸的原料)



迷幻藥試劑



HCL麻黃素前體試劑



天使粉試劑(麻醉藥)



巴比妥酸鹽試劑(麻醉藥)



K他命試劑



古柯鹼尿液試劑
通過強烈的(魚/薄荷)氣味
推定鑒別古柯鹼



古柯鹼尋蹤巾

古柯鹼尋蹤巾是我們聯合員警及海關部門專門開發的一種用以確認存在於汽車、行李、容器、包裹、紡織品(牛仔褲等)表面上的可卡因殘留物的產品。



公事包上的古柯鹼



裝有古柯鹼的紙箱包裹



每塊尋蹤巾單獨封裝

古柯鹼檢驗噴劑

MMC與員警及稅務有關當局緊密合作，MMC國際公司開發了一種便攜安全的噴劑，用以鑒別包裹在紡織品、紙箱、塑膠物品等內的古柯鹼，以及任何物體表面上的古柯鹼殘留

易於攜帶

袖珍型：高度82mm、直徑18mm

使用起來安全、簡單、不污染環境（不釋放浮質氣體）

快速實地測試（幾秒鐘內得到結果）

每只試劑可進行約25次測試

噴藥器可反復使用多次

經濟實用

包裝：

10 x 2ml 針劑/箱 (有的包括噴藥器有的不包括)

噴藥器也可單獨提供



古柯鹼鑒定噴劑噴藥器

尿液穩定藥片



MMC ST-72藥片能使尿液樣品在72小時內保持性質穩定。員警、監獄和其他法律機構可以把ST-72 尿液樣品容器送實驗室進行酒精和毒品分析。

每個紙箱可裝48個ST-72 尿液容器



品質控制：

M.M.C. International B.V.實驗室主要從事於毒品鑒定產品的生產和開發，產品完全按照員警部門、海關和稅務部門以及法事實驗室的要求生產。

針劑裏裝有經特殊處理過的固體物質，該物質含有高質量反應物和高純度氮氣層並被密閉封存。

每一批產品都經過反復測試並註冊所有產品都標示產品批號和生產及有效日期M.M.C. International B.V.通過EN-ISO9001-2000認證

****有關文件來函即附****



M.M.C. International B.V.產品出口約90個國家，並在60多個國家有緊密合作的銷售網路

產品得到員警部門、海關、稅務部門、法事實驗室和英國內政部的認可

銷售商：



M.M.C. International B.V.

地址：Frankenthalerstraat 16-18
4816KA Breda The Netherland

電話：+31-76-5711140

傳真：+31-76-5719300

電郵：info@mmcinter.com

網站：www.mmcinter.com

www.narcotictests.com

Innotech 创新科仪

广州市天河区五山路 141 号尚德大厦 A2018

电话：020-38921543 传真：020-38921571

网址：www.innotechi.com

E-mail: innotechi@126.com