

PMB水分测定仪



艾德姆PMB系列是一款反应快速，操作简便，功能多样的水分测定仪。内置自动检测设定系统能快速进行多种检测而无须进行额外设置。存储系统能有效进行数据存储。PMB灵活的特性使他在水分测定上表现卓越。

同时PMB系列还为水分分析仪开创了新标准。独创的USB接口实现了天平的数据直接读取传输至存储器，而这一过程无须使用任何其他软件。为用户的数据采集提供更多的便利。

艾德姆35年的衡器制造经验，始终立志于为用户提供多用途，多性能的高质量产品，为您打造快速，准确，物超所值的完美典范。



OHAUS ADAM[®]
艾德姆衡器

PMB 独特性能

功能导航和直观按键设计使得天平操作更简单：用户能快速进入主菜单并根据提示对其进行操作。同时用户还能设置特殊管理权限，管理员能够设置所有操作或者特定操作的使用权限，防止其他用户更改设定值。

多种数据接口让你在数据传输上有更宽泛的选择：PMB同时标配USB和RS232两种接口。此外USB闪存系统设置能够自动存储每一个测量结果。

为不同的样本提供不同的测量模式：用户可自行设置检测模式并将其存储。在测量不同样品时只需轻触按键即可更改测量模式。

技术规格

型号	PMB 53	PMB 202
量程	50g	200g
精度	0.001g / 0.01%	0.01g / 0.05%
重复性误差 (S.D.)*	0.005g / 0.05% (10g sample)	0.02g / 0.2% (10g sample)
称盘尺寸	90mm Ø	
加热范围	50°C - 160°C	
检测时间	最长至99分钟	
时间操作	手动停止，自动停止，时间设定，时间设定/自动	
称量单位	g (grams), 液体%, 固体%, ATRO % M (percent moisture / dry bases) ATRO % S (percent solids / dry bases)	
显示语言	英语，德语，法语，西班牙语	
稳定时间	2-3 秒	
接口	USB Host, USB I/O, RS-232	
内置存储器	存储99种检测结果 49种检测模式	
外置存储器	外接USB能够存储检测模式和检测结果	
校准	外部校准	
加热源	400W 卤素灯加热	
加热模式	斜坡式，阶梯式，标准	
显示屏	LCD背光大显示屏，附带量程跟踪指示	
电源	110v / 220v 50/60hz	
操作温度	32° - 104°F / 0° - 40°C	
整体尺寸(LxWxH)	360 x 250 x 185mm	
净重	6kg	

*重复性误差百分比数据以10g样品为准

PMB 使得水分测定反应更快速，结果更准确！

特性：

- 双USB接口：USB主机接口用于存储卡连接；USB I/O接口用于连接电脑
- RS-232接口
- 内置存储系统用于存储检测结果和检测模式。
- 3种加热方式：斜坡式，阶梯式，标准式
- 当翻盖关闭时能自动进行检测
- 称盘支架的设计轻松移取样品
- 超大显示屏提供双排数据显示和量程跟踪显示
- 内置金仕顿安全锁孔



配件

- 金仕顿锁及线缆
- RS-232 数据线
- USB数据线
- USB存储器
- AdamDU 数据采集软件
- Adam 打印机
- 打印纸

www.adamequipment.com.cn

ADAM
艾德姆衡器

Adam Equipment follows a policy of continuous improvement and reserves the right to change specification and pricing without notice. Adam Equipment's standard terms and conditions of sale apply. Errors and omissions excepted. ©Adam Equipment 2010.