

ET3150B 多功能消解器

Multi-Function Reactor

产品介绍:

能实现 COD(150℃), 总磷、总氮(105℃)等多种化学反应的消解功能, 同时消解 24 个样品。

仪器特性:

升温速度快, 温度精度高;
数字显示温度、时间;
温度调整范围 105~160±1℃, 非常易于调节;
时间设定范围 1~1860min;
自动定时、定温。自动报警、关闭;
操作简便, 安全可靠, 免维护

仪器参数:

工作温度: 室温~50℃ ;
稳定性: ±1℃ ;
温度准确度: ±1℃ ;
升温时间: 20 分钟;
电源: 220±22V, 50Hz, 300W
容量: 24 支 16×100mm 试管;
尺寸: 340×245×115mm;
重量: 3.5 公斤



配套仪器: ET1151M 型化学需氧量 (COD) 测定仪;

COD 试剂:

用途: 检测水样中 COD (化学需氧量) 值; **方法:** 闭管消解;

特点: 水样用量少; 测量数据重现性好;

量程范围: : 0-150mg/L; 0-1500mg/L; 0-15000mg/L;

规格: 分装试剂: 25 支/盒; 150 支/盒; 瓶装试剂: 250ml/瓶, 可做 80 个样品; 500ml/瓶, 可做 160 个样品

总磷/正磷酸盐 TP 试剂:

用途: 检测水样中总磷/正磷酸盐的浓度值; **方法:** 钼锑抗光度法;

特点: 量程范围广; 水样用量少; 测量数据重现性好;

量程范围: 0.05-2.00mg/L; 0.5-10.0mg/L; 1-20mg/L

规格: 每套包括: 消解管装试剂: 24 支/盒; 粉枕试剂: 24 包/袋, 共 2 袋; 管装试剂 1 支 (与粉枕试剂配套使用)

总氮 TN 试剂:

用途: 检测水样中总氮的浓度值; **方法:** 变色酸光度法;

特点: 测量快速; 易于使用; 测量数据重现性好;

量程范围: 0-25mg/L; 20-150mg/L;

规格: 每套包括: 消解管装试剂: 25 支/盒; 瓶装试剂: 粉枕试剂: 25 包/袋, 共 3 袋, 比色管: 25 支/盒

上海欧陆科仪有限公司
SHANGHAI EURO TECH LTD.

地址: 上海市浦东区金港路 501 号 C 幢 2 层; 联系人: 丁作义; 联系电话: 13761973687, 01-58347460-820