

HUMAN HEALTH

ENVIRONMENTAL HEALTH

闻香识结果
快速无偏差

GC SNFR 闻香仪

完整的 GC 解决方案供应商
提供全面的香味表征

对于食品、饮料及香料制造商而言，随着我们最新的高性能 GC 附件——SNFR™ 闻香仪的应用，香味的表征将

变得容易。这是同类产品中唯一的一款配件，由气相色谱仪制造商——PerkinElmer 生产和支持。

SNFR 是一款经济的、灵活的配件，在使用 GC 测定和表征即使是最复杂的香味时，为您增加了人类感官的评估功能。

完美匹配，确保精确的结果

当样品从 GC 色谱柱流出，其流量被分流到多达三个的检测器和闻香仪。使用 SNFR，没有任何延迟。它的设计保证香味被检验的时间和色谱的保留时间准确一致。内置的语音识别软件和简单的摇杆设计，使得用户可以口述他们的发现，并输入香味的强度，同时提供定性、定量的报告。感官数据能够以完整、清晰的轮廓图形叠加至样品的色谱图中。



PerkinElmer 的 GC SNFR 闻香仪，
更简单、更经济解决香味表征的方案。

产品亮点：

GC SNFR 闻香仪的设计和制造，质量好，舒适，且易于操作，需要最少的培训和维护。

- 可和任何类型的 GC 毛细管柱联用
- 惰性流路
- 可更换，可调节的玻璃喷嘴
- 喷嘴处加湿空气控制
- 内置麦克风采集用户描述的声音
- 语音 - 文本的转换功能
- 易于控制的摇杆
- 声音和气味的强度可叠加在色谱图上
- 可与多达三个不同的检测器一起使用

完美匹配，确保精确的结果

作为由业内领先的 GC 供应商开发的在同类之中的唯一一款产品，PerkinElmer 的 SNFR 闻香仪是全面的、集成的解决方案，从高性能的仪器到耗材和服务。由于与食品和饮料行业成功合作的悠久历史，且顶空进样技术在全球享有盛誉，我们设置了一站式的服务，从设备采购，到方法开发，到应用支持。



您身边的气相色谱技术

定制，以满足或超过每一位客户的需求，PerkinElmer 的一整套仪器和附件使得结果可靠，并提高了生产量及生产效率。



Clarus® 气相色谱仪

Clarus® 680, 580 和 480 GC 是专门针对您的需求设计的型号，可为需求强大且具有成本效益的实验室提供坚实的分析基础。



Clarus SQ 8 GC/MS

该仪器是一款强大的分析系统，具有及其优越的分析性能。该设备具有业界最快的扫描四级杆，最宽的质量范围和最灵敏的检测器。



TurboMatrix™ 顶空 / 顶空捕集进样器

PerkinElmer 首创的高灵敏度技术，提供无与伦比的精度，易于操作，可应用于大量的 GC 或 GC/MS 的挥发物分析中。



TurboMatrix™ 热解析系统

有五款不同型号，从 1 根至 50 根管子的选择范围，更快、更简单及自动样品制备，供您选择您所需通量和技术。

范围最广的全球服务及支持网络

PerkinElmer 制造和支持业内范围最广的仪器、试剂和耗材。作为唯一一个开发、制造、支持，并对其所有产品提供服务的色谱供应商，我们的知识、技能和专业知识是无法比拟的。我们 1200 个工厂培训和认证的工程师平均有 15 年的经验，保持科学设备领域的领先，包括设备维护保养、验证支持和仪器维修。此外，我们为您的整个工作流程提供完整的培训，技术和应用支持。

欲获得更多关于 GC SNFR 闻香仪的信息，请访问 www.perkinelmer.com/SNFR。

珀金埃尔默仪器（上海）有限公司

地址：上海张江高科技园区张衡路 1670 号

邮编：201203

电话：021-60645888

传真：021-60645999

www.perkinelmer.com.cn

要获取全球办事处的完整列表，请访问 <http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs>

版权所有 ©2013, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer® 是 PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。

011316_CHN_01

