

### 产品介绍

CF-2馏分收集器配件齐全，使用方便，是制备型液相/层析系统样品收集的必备装置。

CF-2馏分收集器配有液滴计数器和一套可排放174支试管的试管架。仪器可置于冷室使用，运行功率不到10W，对制冷系统的负荷可忽略不计，且仪器内部不会产生冷凝水。仪器采用铝和不锈钢材质，结构稳定，坚固耐用。

当与Spectra/Chrom280型紫外检测器连接时，CF-2馏分收集器高效的谱峰识别功能，允许在峰值与非峰值部分设置不同的馏分体积，并准确定位相应试管。若配套使用分流阀，还可选择仅收集峰馏分，减少总馏分数，减少后续工作量。



### 特点&优势

- 多重收集模式。可根据时间、滴数或体积收集馏分
- 可用于不同市售或自组装色谱/层析系统，并于与不同检测器兼容
- 配套试管架，可配用不同规格试管、闪瓶，最多可收集174个馏分
- 安装便捷，性能安全可靠，噪音低，维护简单
- 最低试管切换时间，保证样品回收率和纯度，避免交叉污染
- 选配仪器支架，节省实验空间
- 选配4柱适配器，同时采集4组样品

### 产品规格

尺寸	28 X 12 X 38cm
重量	5kg (10磅)
收集模式	1-9999滴，以1滴为增量; 6sec-999min59sec， 以1 sec为增量
试管切换时间	直径12/13mm试管间， 最高0.35sec
操作温度	0-40 0C(可于冷室操作)
电源	115VAC或230VAC，50/60Hz

## CF-2馏分收集器

### 订购信息

产品编号	产品说明	包装规格
124845	CF-2馏分收集器, 115V, 含试管架及液滴计数器	1/套
124846	CF-2馏分收集器, 230V, 含试管架及液滴计数器	
124867	CF-2馏分收集器, 115V, 无试管架	
124878	CF-2馏分收集器, 230V, 无试管架	
配件		
124853	试管架, 可容纳174支直径12/13mm试管	30/包
124854	试管架, 可容纳116支直径10-1 bmm试管	
124855	试管架, 可容纳116支直径17/18mm试管	
124856	试管架, 可容纳42个直径28mm闪瓶	15/套
124849	3通分流阀, 与峰分离器配用, 只采集峰样品;或在无人看管情况下, 于运行结束时, 转移液流	1/包
124838	高流速3通分流阀, 含3/32" 注孔, 适应高流速, 与峰分离器配用, 只采集峰样品;或在无人看管情况下, 于运行结束时, 转移液流	
124848	2通切断阀, 在试管切换及运行结束时, 停止液流	
124858	防尘罩, 透明丙烯酸材质, 保护样品, 防止飞尘污染	
124874	延展支架, 安装于仪器背部, 以方便安装检测器等其它实验配件	
124876	4柱适配器, 可从4根色谱柱同时采集样品, 29馏分/柱, 需与支架配用	