


往复振荡水浴摇床 – GLS Aqua Plus 系列

GLS Aqua Plus 系列水浴摇床拥有现代的设计，品质优良，设计精巧，温度稳定性好，功能强大，是您实验室往复振荡水浴摇床的最佳选择。

- 运行温度：室温+5℃—99℃
- 温度稳定性：± 0.1℃
- 两种容积可选：12L 和 18L
- 前置面板锁定功能

GLS Aqua 12 Plus 型号展示





应用领域：

- 临床/医疗保健 – 解冻/混合样品
- 制药 – 加热/混合样品
- 学校/大学教学研究 – 科学实验相关演示
- 工业 – QC测试，样品前处理

水浴摇床 » GLS Aqua Plus 系列 » 技术参数

GLS 水浴摇床

		往复振荡水浴摇床	
		GLS Aqua12 Plus	GLS Aqua18 Plus
		 10 kg h: 270 mm d: 390 mm w: 335 mm	 13 kg h: 270 mm d: 570 mm w: 335 mm
水槽容积		5 L	8 L
温度范围	℃	室温 + 5 to 99	
温度稳定性	@ 37℃	± 0.1	
温度均一性	@ 37℃	± 0.1	
温度设定/显示	℃	数字/3个 LED	
温度显示精确度	℃	0.1	
振荡速率范围	轨道 rpm	-	
	线性 行程/min	40 to 400**	
轨道式振动	半径 rpm	-	
线性振动	行程长度 mm	18	
振动速率设定/显示		数字/3-数字 LED	
振动速率显示精确度	行程//min	1	
振荡托盘区	mm	240 x 235	420 x 235
可浸渍深度	min./max. mm	0/60	
总功率	120V/230V kW	0.8/0.8	1.15/1.5
工作电压	V	120V or 230V	
安全	过温保护/最低液面保护	可调式切断保护	

可选附件

	可替换聚碳酸酯盖, 蓝色	AQL12	AQL26
	不锈钢倾斜盖(可选)	LU14	LU28
 用于固定不同形状和规格的容器。可调式弹簧可以调节最多容纳瓶子的个数	通用托盘-带弹簧	UT12	UT18
 可用于容器, 袋子和各种试剂瓶	平底托盘	UTP12	UTP18
 需要配合H1试管架使用	试管架托盘	TT12	TT18
 7种不同直径试管架可供选择	Test tube racks	H1*** (最多盛放3支H1试管架)	H1*** (最多盛放5支H1试管架)
	底盘	SBT14	SBT28

*室温或低于室温下操作时需配备冷却器** 需考虑承载能力

*** H1 试管架型号 H1-10 48 x 10 mm tubes Ø 10 mm H1-13 44 x 13 mm tubes Ø 13 mm H1-16 24 x 16 mm tubes Ø 16 mm H1-19 21 x 19 mm tubes Ø 19 mm
H1-25 12 x 25 mm tubes Ø 25 mm H1-30 10 x 30 mm tubes Ø 30 mm H1-LE 48 x 1.5 ml microtubes