

离心机 » Microspin 12 迷你高速离心机

## Microspin 12 高速台式离心机

Microspin 12 迷你高速离心机内置有12 × 1.5/2ml离心管转子，适用于生物药理学实验室。

- 转速范围：100–14500rpm，最大离心力 12400g
- 固定铝制角转子可容纳12 × 1.5/2ml离心管，标配有0.2ml和0.5ml离心管适配器
- 定时功能（1到30分钟），带自动关闭功能
- 可在冷藏室内使用
- 设计精巧，占地空间少

盖子和主机金属连锁装置确保安全；自动不平衡检测及停机系统

转子周围恒定气流降低了样品离心时带来的过热威胁

简单易操作的按钮控制；2行LCD屏实时清晰显示实际和设定时间、转速和离心力参数

低电线设计，可通过密封垫，可在冷藏室，培养箱和 workstation 内使用

Microspin 12 内置固定角转子，12 × 1.5/2 ml 离心管

无刷电机及固定角转子设定，运行安静；配有固定盖；标配同时含有0.5ml和0.2ml微量管适配器

转子不平衡检测系统，自动停止，并发出“IMBALANCE”警报

转子可拆卸，并进行高压灭菌（不含盖子）

紧凑型设计，运行安静，占地空间少

**应用领域：** ■ 生命科学——多种运用包含 DNA/RNA样品的提纯，生物组分的沉淀，微小样品的生物药理学和化学分析。

离心机 » Microspin 12 » 技术参数

Microspin 12 技术参数

● = 标配

台式离心机

Microspin 12

高速



h: 125 mm  
d: 240 mm  
w: 200 mm  
weight: 3.5kg

最大离心力 (试管底部)	g	12,400
转速 (离心管)	rpm	100-14,500
运行时间		1 - 30 mins
加速时间		max 20 sec
减速时间		max 10 sec
容量	12 x 1.5/2ml 试管 适配器 : 12 x 0.5ml 试管 适配器 : 12 x 0.2ml 试管	●
显示模式		2行16位LCD
工作电流/电压	A / W	2.5 A / 60 W
	V ac	100-240V

