



上海枫津实验室设备有限公司

地址：上海市嘉定区新源路 155 弄 16 号 1119 室

邮编：201805

电话：(021) 69576712 69576715

传真：(021) 69576720

网址：www.fengjlab.com

E-mail: sales@fengjlab.com

全钢气瓶柜

(一)、气瓶柜技术说明

- 1. 柜体材质：**柜体结构采用厚 1.2mm 的冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过 EPOXY RESIN 粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨。
- 2. 涂层厚度：**所有的实验台的钢板表面经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂均匀，厚度不低于 50 μ M(±5%)，抗腐蚀性能强。
- 3. 柜体门板：**采用一体化式设计，钢材采用厚 1.0mm 的冷轧钢板模压成型，所有钢材表面均经过 EPOXY RESIN 粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,款式的可选性能保证完全满足使用的需要。
- 4. PASS 孔：**柜体侧面设有 PASS 孔，保证柜内气体流动。
- 5. 固定链条：**内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。
- 6. 踏 板：**柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。
- 7. 地 脚：**采用高强度 ABS 调整脚，配不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构具防腐、防震及调节平衡等功能；调节高度 0~30mm。
- 8. 铰 链：**采用 DTC 牌，开闭弧度 $\geq 110^\circ$ ，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上,防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标准。
- 9. 把 手：**PVC 隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。

(二)、气瓶柜外型尺寸及选配件

- 1. 柜体尺寸：**外型尺寸可分为长 600 mm、900mm、1200mm，宽为 500mm，高度为 1800mm，可根据不同使用情况组成不同长度、高度、配置。
- 2. 报 警 器：**可选择选用专用报警装置。报警装置分为：可燃式气体（如甲烷、乙炔、煤气、氢气等）、氧气、惰性气体等。



上海枫津实验室设备有限公司

地址：上海市嘉定区新源路 155 弄 16 号 1119 室

电话：(021) 69576712 69576715

网址：www.fengjlab.com

邮编：201805

传真：(021) 69576720

E-mail: sales@fengjlab.com

