

PB100

手持式匀浆机

产品说明

PB100型高速组织匀浆机采用双重绝缘防护，手持式设计，方便拿取，单手可操作。也可固定在存储架上，所有的探头都是可更换的且方便清洗。适用于液体相互混合、乳化、均质，固体粉末在液体中的分散，植物或动物细胞组织的捣碎、匀浆等。

本机通过高速剪切、分散，产生强大的液力剪切效应，使物料从转子下端吸入，通过定子喷射，最小处理量可至0.1ml，是一款专为组织捣碎、医学诊断、质检检测、微量分散、乳化均质而开发的匀浆机，是您微量样品前处理的最佳选择。



产品特点

- 用来混合，乳化，切碎
- 手持式设计，双重绝缘防护
- 方便拿取，单手可操作，也可以固定在存储架上
- 耐热耐压的不锈钢探头可高温高压消毒
- 所有的探头都是可更换的且方便清洗
- 高速马达，速度为0-35000RPM,10档可调，增量为3500rpm
- 样品体积范围：0.1 to1000 ml，根据探头的选择而定
- 探头由316型不锈钢制成
- 重量：3/4 Kg

技术参数

型号	工作体积 (ml)	探头直径 (mm)	探头长度(mm)
PB100-SP04	0.1-5.0	4	42
PB100-SP06	0.2-10	6	48
PB100-SP08	0.5-60	8	85
PB100-SP10	1-1000	10	140

备注：PB100整套由一个35,000 rpm的电机和一个自己选择的探头及一个塑料存储架组成。不管怎么选择探头，整套设备都是一个价格！

PRIMA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

30 Ironmongers Place, London E14 9YD, United Kingdom
Tel: +44-0207 1439 090
E-Mail: info@primainst.com
www.primainst.com

代理商