

JH60 全自动熔点仪

比传统熔点仪至少提高50%工作效率



提高效率创新点:

- 1: 一次处理 4 个样品;
- 2: 高自动化集成, 实现一键测定功能;
- 3: 全自动记录熔程, 初熔, 终熔。

市场报价: ¥22880.00 元

JH60 全自动熔点仪完美结合高精度控温技术, 不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果, 还为用户带来高效便捷的测试感受。自动检测实时图谱显示, 方便用户准确测得样品熔点和熔距。

使用领域:

熔点仪在化学工业、医药研究中据有重要地位, 是生产食品、药物、香料、染料及其他有机晶体物质的必备仪器。

主要技术指标:

温度范围: 室温-350°

存储空间: 无

数据保存: 400

图谱保存: 10 套

用户管理: 8 个

视频功能: 无

视频回放: 无

温度最小显示值: 0.1°C

升温速率: 0.1°C--20°C (200 档 无极可调)

毛细管尺寸: 外径 ϕ 1.4mm, 内径: ϕ 1.0mm;

准确度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ($< 250^{\circ}\text{C}$)

$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($> 250^{\circ}\text{C}$)

重复性: 0.1°C/Min 时熔点重复性 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

检测方式: 全自动检测 (不兼容手动检测)

电源: 220V 50HZ 功率: 120W

显示方式: TFT 高清真彩屏

数据接口: USB RS232 网口

放大倍数: 无

处理能力: 4 个/批 (同时可以做四个样)

存储空间: 无

部分使用客户

- ◇ 中国科学院上海有机化学研究所
- ◇ 中国科学院上海生命科学院植物生理生态研究所
- ◇ 西安交通大学医学院
- ◇ 南京大学
- ◇ 江西师范大学
- ◇ 锡盟食品药品检验检测中心
- ◇ 台州出入境检验检疫局综合技术服务中心
- ◇ 振东光明药物研究所
- ◇ 海宁市马桥恒顺橡胶厂
- ◇ 吉林药物学院
- ◇ 大禹节水(天津)有限公司
- ◇ 江苏吉华化工有限公司
- ◇ 静海县福明树脂有限公司
- ◇ 大丰鑫源达
- ◇ 上海博威生物医药有限公司
- ◇ 江西吉安峡江县恒通助剂有限公司
- ◇ 大连精细石油化工有限公司

上海佳航仪器仪表有限公司

地址：上海市嘉定区白银路 399 号晶鼎大厦 506 室

电话：021-59904405

网址：www.jiahangchn.com