


Oil & Gas Solutions

SLK MRI-1400 Time Domain NMR

- 多功能研究软件。包含数据采集，过滤和分析
- 包含高压高温的样品结构
- 样品结构（直接）：3/16至4英寸
- 最高样品温度：300F0
- 最大样品压力：2000psi
- 9-13Mhz 共振频率
- 包含可扩充试验的附加配件（1D gradient）



Spinlock MRI Advantages

- 清洁环保
- 远程控制
- 制造过程中可定制
- 模块化设计
- 维护成本低
- 测试结果快（少于2分钟）

