

Acura® positive 841正向移液器

Acura® positive 841正向移液器是专门为特殊样品的准确转移而设计的，它是由一个带ETFE头的活塞从非常准确的毛细管中准确推出设定体积的液体，完全标准化的加工制作工艺保证该移液过程是高精度，高重复性的操作，该移液器非常适合准确转移以下液体：

- 1.高腐蚀，高挥发性的有机溶剂，如乙酸乙酯，丙酮等；
- 2.高粘度液体，如油品；
- 3.糖浆；
- 4.容易产生泡沫的液体，如洗涤剂，血液等。

产品优势

- 分步体积调节
- 可互换的推液活塞和玻璃毛细管
- 由相同颜色标示同一规格的移液器，活塞和毛细管
- 带PTFE头部的不锈钢推液活塞



841

1 - 5µL

5 - 25µL

10 - 50µL

60 - 100µL

100 - 200µL



颜色标签 ①

颜色指示帽方便用户根据颜色就可以直接辨别量程

ETFE活塞帽 ②

ETFE活塞帽具有优秀的化学抗腐蚀性。每种活塞帽对应相应的玻璃活塞管

体积预设 ③

每种正向移液器有五种不同量程，体积设定清晰准确



移液器支架

颜色	包装	订货号
红色	1	320.333

产品信息

容积	不准确度(E%)	不精确度(CV%)	订货号
1-2-3-4-5µL	< ± 2.0%	< 1.2%	841.005
5-10-15-20-25µL	< ± 0.8%	< 0.6%	841.025
10-20-30-40-50µL	< ± 0.7%	< 0.4%	841.050
60-75-80-90-100µL	< ± 0.7%	< 0.3%	841.100
100-120-150-175-200µL	< ± 0.7%	< 0.3%	841.200

玻璃毛细管定货指南

颜色标示	包装	订货号
白色	200/pk	341.005
2x白色	200/pk	341.025
绿色	200/pk	341.050
蓝色	200/pk	341.100
红色	100/pk	341.200

推液活塞定货指南

颜色标示	包装	订货号
不锈钢	5/pk	342.005
白色	5/pk	342.025
绿色	5/pk	342.050
蓝色	5/pk	342.100
红色	5/pk	342.200