

细胞专用培养瓶

Celstir 双侧臂细胞培养瓶

带有磁性搅拌器用于悬浮细胞或微载体培养
可调整的桨叶以及无菌设计，搅拌杆未伸出瓶盖
1:1 的顶端比例创造了良好的气体交换条件
低析硼硅玻璃符合 USP I 型和 ASTM E 438 I 型标准，A 类要求
可高温高压蒸汽灭菌



Celstir 细胞培养瓶含有一个高度可调的叶片状短桨，搅拌更充分。培养瓶底部附加了凸起，增强了搅拌的效果并避免了细胞在瓶底的沉积。

Celstirs 培养瓶为培养基和瓶内气体提供了最大限度的接触面积。

Celstirs 培养瓶适用于如昆虫细胞、杂交瘤细胞以及适应性细胞系的微载体培养和悬浮培养。整个装置可以进行 121 °C，20 分钟的高压蒸汽灭菌。

Celstirs 培养瓶的材质是 33 超低析出硼硅玻璃，符合 ASTM Type I, Class A 和 USP Type I 标准。

我们还可以提供一个不锈钢搅拌杆组合套装，用于改良您的 Celstir 培养瓶（见 356874 系列），500mL 和更大的培养瓶可以配套带孔的盖子（订货号 W240751）。125 ~ 1000mL 的培养瓶有以 50mL 为最小分度的刻度；3000 ~ 8000mL 的培养瓶有以 500mL 为最小分度的刻度；25mL ~ 50mL 的培养瓶无刻度。

订货号	容积 (mL)	直径 × 高度 (mm)	顶盖规格	侧壁盖规格	包装数量
356873	25	38 × 122	38-430	15-415	1
356875	50	38 × 141	38-430	15-415	1
356876	125	65 × 155	51-400	33-430	1
356879	250	85 × 175	51-400	33-430	1
356882	500	110 × 190	100-400	45mm	1
356884	1000	130 × 250	100-400	45mm	1
356887	3000	178 × 341	100-400	45mm	1
356889	6000	258 × 404	100-400	45mm	1
356890	8000	293 × 445	100-400	45mm	1

