



分批次注射移液



多通道连续分液



无菌培养基分装



过滤操作



液体回收(带多头分配器)

Dosys™连续分液注射器可选附件



客户可以选择各种试剂瓶固定套装，实现不同的进样方式

产品描述	包装	订货号
各种试剂瓶固定套装 适合163,173系列	1set	1.187.1C
60 mL PP瓶	1/pk	1.187.060*
125 mL PP瓶	1/pk	1.187.125*
250 mL PP瓶	1/pk	1.187.250*
*PP瓶适配器 如选用PP瓶，此适配器为必选项	1/pk	187.613



废液吸取套件
(请选用强化密封套件)

产品描述	包装	订货号
反向废液吸取套件 (适合164,174系列)	1set	1.170.952
直径45的瓶盖,带 管路及出口过滤器	1/pk	1.170.945



强化密封套件

在需要特殊密封的情况下，如过滤，吸取废液时，可以选择特殊玻璃管和带密封圈的活塞

产品描述	包装	订货号
5 mL注射器管,带 密封圈的2塞套件	1set	1.170.205
5 mL注射器管	6/pk	0187.05T

Dosys™ basic 162/172

分批自动吸液
不含配液阀门
标准套装: 注射分液器, PVC保护套管, 操作说明书

Dosys™ classic 163/173

自动连续吸液
内嵌配液阀门
标准套装: 注射分液器, 1m硅胶进液管, 重坠, PVC保护套管,
自动吸液移液套装, 操作说明书

162/172/163/173液体接触部分材料

进样管: 硅胶管
注射器管: 硼硅玻璃
活塞: DIN 304不锈钢
阀门系统: Ni-Cr-Cu合金
其他: PTFE

Dosys™ premium 164/174

自动连续吸液
可拆卸配液阀门
强化防腐性能
标准套装: 注射分液器, 1m硅胶进液管, 重坠, PVC保护套管,
自动吸液配液套装, 操作说明书

液体接触部分材料
进样管: 硅胶管
注射器管: 硼硅玻璃
活塞: DIN 316L不锈钢
阀门系统: DIN 316L不锈钢
其他: PTFE



Dosys™连续分液注射器可选附件



注射分液器玻璃管清洗毛刷

尼龙毛刷, 塑料把手

产品描述	包装	订货号
适合0.3, 0.5, 1 mL玻璃管	6/pk	1.170.301
适合1, 2, 5 mL玻璃管	6/pk	1.170.305
适合5, 10, 20 mL玻璃管	3/pk	1.170.320
套装, 上面每一种两个	6/pk	1.170.300



多通道分液头


适合24孔和96孔板, 标准Luer针头接头, 不锈钢材料, 可以高压灭菌

产品描述	包装	订货号
4通道分液头	1/pk	1.170.054
8通道分液头	1/pk	1.170.058



注射针

斜角面, 高品质不锈钢, 可灭菌, 12/pk
直径: 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 1.8, 2.0 mm
长度: 10, 20, 30, 40, 50, 100 mm



兽用喂药针头

特为动物的嘴巴, 鼻孔进药设计, 安全简单, 不锈钢, 可灭菌, 有直型和弯曲型两种式样

产品尺寸(Φ×L)	包装	订货号
直型, 0.9 x 25 mm	3/pk	376.0925S
直型, 1.2 x 51 mm	3/pk	376.1251S
直型, 1.6 x 102 mm	2/pk	376.16102S
直型, 3.0 x 203 mm	2/pk	376.30203S
弯型, 0.9 x 25 mm	3/pk	376.0925B
弯型, 1.2 x 51 mm	3/pk	376.1251B
弯型, 1.6 x 102 mm	2/pk	376.16102B
弯型, 3.0 x 203 mm	2/pk	376.30203B



医用硅胶管

医用硅胶管, 适合从样品瓶中吸液或者排出废液, 可带重坠以便管子沉于瓶底

产品描述	包装	订货号
医用硅胶管, 适合0.3-10 mL 针管	1 m/pk	187.705
医用硅胶管, 适合0.3-10 mL 针管	3 m/pk	187.905
医用硅胶管, 适合0.3-10 mL 针管	10 m/pk	187.910
医用硅胶管, 适合20 mL 针管	1 m/pk	187.707



插管

产品描述	包装	订货号
短型放液插管		
塑料/不锈钢, 适合0.3-5 mL 针管	1/pk	187.933
镀铬不锈钢, 适合10 mL 针管	1/pk	187.591
镀铬不锈钢, 适合20 mL 针管	1/pk	187.593
长型喂液管		
镀铬不锈钢, 适合0.3-10 mL 针管	1/pk	187.592
镀铬不锈钢, 适合20 mL 针管	1/pk	187.594

玻璃注射器

- 高品质玻璃注射器, 可以高温灭菌(可高达160°C)
- 有两种接口: Luer玻璃针头接口和带锁扣Luer不锈钢针头接口
- 非常准确的刻度标示

体积范围	刻度增量	包装	Luer针头接口	带锁扣Luer针头接口
0.1-1 mL	0.05 mL	3/pk	155.0301	155.0501
0.5-2 mL	0.1 mL	3/pk	-	155.0502
0.2-5 mL	0.2 mL	3/pk	155.0305	155.0505
1-10 mL	0.2 mL	3/pk	155.0310	155.0510
1-20 mL	1 mL	2/pk	155.0320	155.0520
1-50 mL	2 mL	1/pk	-	155.0550
10-100 mL	10 mL	1/pk	155.03100	155.05100
10-150 mL	10 mL	1/pk	-	155.05150
10-200 mL	10 mL	1/pk	-	155.05200
10-250 mL	10 mL	1/pk	-	155.05250

