

脂肪提取管支架

这个支架可以将台式的振荡器用于 Mojonnier 脂肪提取。每个支架可以最多使用 4 个容器，直径 37 mm。最多每台安装两个支架。最大承载量 2.3 kg，不需要另加平衡物。没有瓶塞的容器可以上下振荡，水平振荡时，需要使用瓶塞并且用自带的固定器固定。



订货号	描述	尺寸 (mm)	重量 kg
MFG3	脂肪提取管支架	222h x 330w x 114d	0.9

试管架振荡头

试管架可以同时振荡一个或两个整架的试管。可以用于瓶子，锥形瓶或其他带塞的容器。试管架用一个固定器固定。如果瓶塞因为安装过程有松动，这个固定器会自动保持盖紧。现有的试管架 12" x 5" (30.5 x 12.7 cm) 可以夹持 75 至 200 mm 长的带塞试管。



订货号	描述	尺寸 (mm)	重量 kg
TR700	试管架振荡头	292h x 336w x 171d	1.5

通用安装平台

通用安装平台用于安装 BT 系列玻璃器皿支撑架。它还包括一个可以安装各种需要振荡的容器的平台。很方便的安装在振荡头上面，使用三个紧固螺丝固定。BT 系列支架也很容易的安装在平台上预留的安装孔上。两个螺钉固定一个支架，一个平台最多固定两个支架。



订货号	描述	重量 kg
BT6000	通用安装平台	1.8

大三爪夹

大的三爪夹可以使用在台式的振荡器上。可以夹持各种直径 3-1/2" (89 mm) 的玻璃器皿。夹具可以调整到最有效的振荡角度。最多能安装 6 个三角爪。



订货号	描述	重量 kg
344	大的三爪夹	0.5

离心管支架

离心管支架可以垂直振荡使得气体排出或垂直振荡带塞的容器。每个支架可以装 8 个离心管，可以同时安装 3 个支架，最大承重 2.3 kg。请参考下表选型，不同的需求需要订制。



订货号	描述	尺寸 (mm)	重量 kg
SR815	15 ml 玻璃离心管, 最大 16 mm 直径, 126-160 mm 长的试管 (带塞)	228h x 165w x 114d	0.6
SR850	50 ml 玻璃离心管, 最大 28 mm 直径, 140-180mm 长的试管 (带塞)	228h x 165w x 114d	1.0