

Julie C2/Julie C3/Julie C8/Julie Z9

Julie C5 全自动牛奶分析仪



Julie C5 牛奶分析仪特点:

Julie C5 牛奶分析仪采用先进测量技术的传感器，准确性好精确高。

采用 3 毫米铝制外壳，耐用性好。

液晶显示屏可显示 4 行 20 个符号。

采用开关电源模块，使仪器检测部分避免电磁干扰并大幅降低仪器重量。

内置热敏打印机，可打印输出所有参数及测量数据。打印机亦可关闭。

有三个校正通道适用于不同的奶品类型，客户可自行选择设置。标配一个校正通道，其余两个为选配。

在仪器可自动报警并信息提示客户进行仪器的清洁，使用配置的乳品浓缩清洁液自动清洁。

适用于奶品加工厂及认证实验室进行各类动物奶、豆奶及母乳分析。

Julie C5 牛奶分析仪技术参数:

产品	Julie C5 型奶成份分析仪	
	测量范围	测量精度
脂肪	0%-20%	±0.02%
蛋白质	0%-15%	±0.02%
乳糖	0%-20%	±0.02%
SNF 非脂固体	0%-20%	±0.05%
密度	1000-1200kg/m ³	±0.3kg/m ³
含水量	0%-100%	±1%
冰点	-0.400 to -0.700 ° C	0.005° C
样品温度	5-30 ° C	
标准配置	主机，电源线，数据线，热敏纸，样品杯，废液杯，软管备件，浓缩清洁液，pH 电极，pH 溶液，说明书，软件	

单位名称：南京欧熙科贸有限公司

单位地址：南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 638 室

联系电话：025-86465277，52613764

联系传真：025-52613794

联系人：张海霞：13913028277

邮箱：13913028277@163.com

公司网址：www.njoxy.cn www.njoxy.com.cn