



Julie Z7 乳品、牛奶分析仪

Julie Z7 乳品、牛奶分析仪介绍：

这是一款高级牛奶分析仪，可以满足各种实验室的要求。

内置过滤器，稳定牛奶分析仪及保障仪器运行正常。

系统的控制声音信号。

PC 连接选项及电缆和软件，包括分析仪的配套零件。

3 种定标渠道可以设置三种奶供用户选择。

用户所付款中只包括一种定标，其它定标需另外支付价钱。

如需清理时分析仪会显示并发出声音信号。自动冲水，清洗液清洗。

适用于大型牛奶加工企业的实验室及实验室认证。

Z7 自动牛奶分析仪是斯凯普电子公司智慧的结晶，我们为之骄傲。

牛奶分析仪拥有大显示屏，所显示的测量参数更加清晰。

嵌入式键盘，牛奶生产商可以轻松选择数字并能提供所测牛奶的质量。

测量参数的数据和值通过 Julie Z7 自动牛奶分析仪的内嵌式打印机打印出来。

牛奶分析仪丰富的软件菜单，使其操作起来更为快捷，简便。

Julie Z7 自动牛奶分析仪配有高精度度，专业的内嵌式 PH 计（酸碱度计量器）。第二次图表显示 PH 值。

由斯凯普电子公司开发的斯凯普系统，牛奶分析自动进行，只需将样品放置在吸管下面，不需要按其它键。

Julie Z7 自动牛奶分析仪可用于所有类型的动物奶，豆奶，及人奶分析。



Julie Z7 Automatic 牛奶分析仪技术参数

测量范围		技术指标	
脂肪	0%-50%	样品体积	3-12ml
蛋白质	0%-15%	样品速度	50sec
乳糖	0%-20%	样品温度	5-40°C
非脂肪固体	0%-50%	湿度	0-80%RH
固体	0% - 10%	数据处理	RS232port
密度	1000-1200kg/m ³	电源	110/230VAC ± 10%,50/60H
加水	0%-100%	消耗	50W
冰点	-0.400 to -0.700	尺寸	H=310mm,W=270mm,D=400mm

南京欧熙科贸有限公司

地址：南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 638 室，邮编：210018

电话：025-86465277,52613764 传真：025-52613794

Website: www.njox.com E-mail: 13913028277@163.com



样品温度	5-30 °C	重量	6.5kg
PH	0 - 14 pH		
标准配置	主机, 电源线, 数据线, 热敏纸, 样品杯, 废液杯, 软管备件, 浓缩清洁液, pH 电极, pH 溶液, 说明书, 软件		

南京欧熙科贸是保加利亚 milkscope 公司在中国的总代理

Julie Z7 Automatic 牛奶分析仪

C3/Julie C5/Julie C8/Julie Z9 乳成份分析仪

Julie C2 全自动牛奶分析仪

单位名称: 南京欧熙科贸有限公司

单位地址: 南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 638 室

邮政编码: 210018

联系电话: 025-86465277, 52613764

联系传真: 025-52613794

联系人: 张海霞: 13913028277

邮 箱: 13913028277@163.com

公司网址: www.njoxy.cn www.njoxy.com.cn

南京欧熙科贸有限公司

地址: 南京市玄武区四牌楼 61 号同创大厦 638 室, 邮编: 210018

电话: 025-86465277, 52613764 传真: 025-52613794

Website: www.njoxy.cn E-mail: 13913028277@163.com